


Swab for Cleanroom 클린룸용 면봉, Polyurethane

Cat. No.	Model	Head Size	길이	PK Price ₩
E05-58-305	302PF	w4×L10 mm, 4 t	68 mm	100ea 14,900
E05-58-310	601PF	w6×L17 mm, 5 t	163 mm	100ea 25,700
E05-58-315	602PF	w6×L22 mm, 10 t	148 mm	50ea 12,900

- Polyurethane Head, PP Handle
- 부드럽고 흡수력이 좋으며, 내마모성 및 용매 저항성 우수함
- 정밀 제품의 오염제거 및 세정시 적합
- LK Labkorea



Swab for Cleanroom 클린룸용 면봉, Polyester

Cat. No.	Model	Head Size	길이	PK Price ₩
E05-58-340	301PLY	w3×L13 mm, 3 t	68 mm	100ea 28,200


- Polyester Head, PP Handle
- 내화학성이 우수함
- LK Labkorea



Swab for Cleanroom 클린룸용 면봉, ESD

Cat. No.	Model	Head Size (mm)	길이	Head 재질	PK Price ₩
E05-58-360	E301PF	w3×L13, 2.8 t	68 mm	Polyurethane	100ea 17,300
E05-58-365	E601PF	w6×L17, 5 t	163 mm		100ea 22,000
E05-58-370	E602PF	w6×L22, 10 t	152 mm		50ea 13,400

- Conductive Handle : 정전기 방지
- LK Labkorea



Huby Swab for Cleanroom 클린룸용 면봉, Cotton

Cat. No.	Model	Head Size	길이	PK Price ₩
E05-23-531	340-01	w3.2×L14 mm	75 mm	250ea 11,900
E05-23-535	340-02	w2.6×L14 mm		250ea 13,200
E05-23-539	340-03	w3.0×L11 mm	80 mm	250ea 12,900
E05-23-543	340-12	w2.0×L8 mm	75 mm	250ea 12,300
E05-23-547	340-13	w2.2×L8 mm		250ea 12,300

- Cotton Tip의 우수한 흡수력과 세정시 Lint 발생이 적으며, Solvent 사용시 잔류물이 남지 않음
- Huby

