


Adapter, with Hose Connection & Open Top Cap Inlet 투입형 호스 연결 어댑터

Cat. No.	Model	Joint	높이	Thread	EA Price ₩
A01-132-512	1046-14	14/20	50 mm	#7 (od4-7mm용)	80,400
A01-132-514	1046-01	24/40	80 mm		76,500
A01-132-516	1046-02	29/42	85 mm		86,600

- Borosilicate Glass 3.3, USP Type I, ASTM E438, Type I, Class A
- O.D 10 mm Tubing과 같이 사용하기에 알맞음
- Compression Cap에 Tube 연결을 위한 Hole이 있음
- od 4-7mm Tube와 같이 사용하기에 알맞음
- Chem-Thread Compression Cap 및 Viton O-ring 포함
- Chemglass

Optional Accessory

Cat. No.	Model	Description	EA Price ₩
A01-132-843	CG-352-01	#7 Cap for 4-7mm od Tube	7,700
A01-132-870	CG-305-107	Viton O-Ring, #107, 12/pk	19,300



Ball Joint Adapter, with Small Flange 볼조인트 호스 연결 어댑터, LukeGL®

Cat. No.	Model	Ball Joint	Type	EA Price ₩
A01-83-152	5106110	19/9 Ball	일자형	24,500
A01-83-156	5107110	19/9 Socket ①		24,500
A01-83-160	5108110	19/9 Ball ②	곡형	24,500
A01-83-164	5109110	19/9 Socket		24,500

- Borosilicate Glass 3.3
- LukeGL®



KF Flange Adapter KF Flange용 어댑터

Cat. No.	Model	재질	Type	KF	Nozzle	EA Price ₩
R06-83-A59	5106116	Glass	Socket ①	15	Hose Nipple	110,700
R06-83-A62	5106216			25		110,700
R06-83-A65	5107116		Cone ②	15		110,700
R06-83-A68	5107216			25		110,700
R06-83-A71	5108110	#304SS	Socket ③	15	M16 Male Thread	209,000
R06-83-A74	5108216			25		246,300

- 재질 : Borosilicate Glass 3.3 & Stainless Steel 304
- Lenz

Coupling and Gasket for KF Flange 550 Page 참조



PTFE Distributor with Ground Joint 테프론 GL 스크류 분배형 어댑터

Cat. No.	Model	Joint	사용 O.D	Neck GL	EA Price ₩
A01-460-301	D623-14	14/23	3 × Ø8 mm	3 × GL 14	162,900
A01-460-306	D623-19	19/26			204,500
A01-460-311	D623-29	29/32	3 × Ø10 mm	3 × GL 18	188,000
A01-460-316	D623-45	45/40			269,500

- 재질 : PTFE, -20 ~ 250°C 내열, Autoclavable
- 테프론 재질로 강한 내화학성을 가짐
- BOLA

GL Screw 나사선용 Fitting 123 Page 참조

