

## Biohazard Bag & Stand 멸균비닐백과 스탠드

- Autoclavable
- Maximum Temperature at 121°C
- HDPE 재질의 0.32 mm의 두께
- LK Labkorea

### Biohazard Bag / 멸균 비닐백

Cat. No.	Model	Size (w×d)	규격	PK Price ₩	
B01-11-321	BAGB36	36×48 cm	Small	100ea	28,200
B01-11-329	BAGB48	48×58 cm	Medium	100ea	46,000
B01-11-337	BAGB64	64×89 cm	Large	100ea	61,200

### Stands for Biohazard Bag / 스탠드

Cat. No.	Model	Size (w×d×h)	사용 비닐백	EA Price ₩
B01-11-555	SBB36	28×20×40 cm	for BAGB36	61,800
B01-11-562	SBB48	34×33×58 cm	for BAGB48	74,900
B01-11-569	SBB64	40×30×70 cm	for BAGB64	99,200



## Biohazard Bag with Indicator 바이오헬저드 백, 멸균 인디케이터 부착형

- Sterilization Indicator Patch가 부착되어 있는 Autoclavable Bag
- 직사각형의 White 인디케이터는 스팀 멸균후 어두워짐 (Dark)
- BIOHAZARD Symbol과 Safety 경고가 각인 되어 있음 (영어, 독일어, 불어)
- Autoclavable : PP (134 °C, 20 min), HD-PE & PE (121 °C, 20 min)
- 멸균시 백은 완전하게 밀봉 되어서는 안 됨
- Ratiolab

### Polyethylene (PE), 두께 20um

Cat. No.	Model	Size(w×d)	용량	Package	PK Price ₩	
B01-73-110	7002110	210×290mm	1.5L	1000ea	1000ea	311,300
B01-73-410	7001410	210×290mm, 스탠드포함		100ea	100ea	60,500

### Polypropylene (PP), 두께 50um, White

Cat. No.	Model	Size(w×d)	용량	Package	PK Price ₩	
B01-73-105	7002105	300×500mm	6L	100ea	100ea	87,100
B01-73-100	7002100			500ea	500ea	412,900
B01-73-155	7002155	400×780mm	22L	100ea	100ea	114,200
B01-73-150	7002150			500ea	500ea	548,800
B01-73-205	7002205	600×800mm	32L	100ea	100ea	131,000
B01-73-200	7002200			500ea	500ea	631,800
B01-73-305	7002305	700×1100mm	72L	75ea	75ea	147,200
B01-73-300	7002300			350ea	350ea	666,300

### Polypropylene (PP), 두께 50um, Red

Cat. No.	Model	Size(w×d)	용량	Package	PK Price ₩	
B01-73-201	7003200	300×500mm	6L	500ea	500ea	443,100
B01-73-210	7003210	400×780mm	22L		500ea	564,800
B01-73-220	7003220	600×800mm	32L		500ea	680,200
B01-73-230	7003230	700×1100mm	72L		350ea	770,200

### Polyethylene (HDPE), 두께 50um, Yellow

Cat. No.	Model	Size(w×d)	용량	Package	PK Price ₩	
B01-73-101	7003100	300×500mm	6L	500ea	500ea	368,800
B01-73-111	7003110	400×780mm	22L		500ea	499,800
B01-73-120	7003120	600×800mm	32L		500ea	668,700
B01-73-130	7003130	700×1100mm	72L		350ea	636,000

### Bench-top Stand for Biohazard Bag

Cat. No.	Model	for Biohazard Bag	Height	EA Price ₩
B01-73-423	7001400	210×290 or 200×300 mm	250 mm	26,000
B01-73-433	7001430	300×500 mm	350 mm	48,600

- Plastic Coated, with 3 Rubber Foot

