


Fixed Sample Concentrator

고정형 질소 농축기

Cat. No.	Model	온도 범위	Block 개수	EA Price ₩
H04-480-010	LE-1001	실온 +5°C ~ 160°C	1개	1,124,900
H04-480-015	LE-1002		2개	1,358,400

- 가열되는 샘플 표면에 질소를 넣어 농축 속도를 높이고 산소 없이 샘플 내 용매를 분리
- 용도 : 잔류 분석, 환경 분석, Commodity Inspection, 식품, 약국 및 생물학적 분석
- Aluminum Heating Block을 사용하여 빠른 열전달과 우수한 온도분포도
- Blowpipe는 교차오염이 없는 독립적인 구조로 되어있어 단독 사용이 가능함
- 자동 고장 감지 및 알람 기능과 과열 방지 장치 적용
- Temperature Deviation Calibration Function
- Needle 갯수를 조절하여 다양한 Heating Block 장착 가능 (별도 구매)
- Heating Block Size : w76.5 x d95.5 x h50 mm • LK Labkorea

Cat. No.	H04-480-010		H04-480-015	
Model	LE-1001		LE-1002	
Display Accuracy	0.1 °C			
Temperature	Range	실온 +5°C ~ 160°C		
	Accuracy	±0.5 °C (at 40°C)		
	Uniformity	Max. ±0.5 °C		
Timer	1 min ~ 99min 59sec			
Block Capacity	1개			2개
Heating Time	Max. 15min (at 25 ~ 160°C)			
Needle Length	150 mm			
Nitrogen Gas	Flow Rate	15L/min		
	Pressure	0.02Mpa(Needle≤16pcs) 0.05Mpa(Needle>16pcs)		
Dimension	w260 x d220 x h475 mm			
Voltage, Frequency	110/220 V, 50/60 Hz			
Power	300 W		500 W	



Optional Heating Block

Cat. No.	Model	Tube Size	Hole	EA Price ₩
H04-480-101	LE-03	Ø10 mm	24	169,900
H04-480-105	LE-04	Ø12 mm		169,900
H04-480-109	LE-05	Ø13 mm		169,900
H04-480-113	LE-06	Ø15 mm	16	169,900
H04-480-117	LE-07	Ø16 mm		169,900
H04-480-121	LE-08	Ø19 mm		169,900
H04-480-125	LE-09	Ø20 mm	12	169,900
H04-480-129	LE-10	Ø26 mm		169,900
H04-480-133	LE-11	Ø28 mm	4	169,900
H04-480-137	LE-12	Ø40 mm	3	169,900
H04-480-141	LE-15	1.5 ml Centrifuge Tube	24	169,900
H04-480-145	LE-16	2.0 ml Centrifuge Tube		169,900


Variable Sample Concentrator

가변형 질소 농축기

Cat. No.	Model	온도 범위	Block 개수	EA Price ₩
H04-480-020	LE-2001	실온 +5°C ~ 160°C	1개	1,443,400
H04-480-025	LE-2002		2개	1,782,900

- 가열되는 샘플 표면에 질소를 넣어 농축 속도를 높이고 산소 없이 샘플 내 용매를 분리
- 용도 : 잔류 분석, 환경 분석, Commodity Inspection, 식품, 약국 및 생물학적 분석
- Aluminum Heating Block을 사용하여 빠른 열전달과 우수한 온도분포도
- Blowpipe는 교차오염이 없는 독립적인 구조로 되어있어 단독 사용이 가능함
- Needle 갯수를 조절하여 다양한 Heating Block 장착 가능 (별도 구매)
- Temperature Deviation Calibration Function
- Heating Block Depth : 47 mm • Needle마다 가스량 조절 가능
- 자동 고장 감지 및 알람 기능과 과열 방지 장치 적용 • LK Labkorea

Cat. No.	H04-480-020		H04-480-025	
Model	LE-2001		LE-2002	
Display Accuracy	0.1 °C			
Temperature	Range	실온 +5°C ~ 160°C		
	Accuracy	±0.5 °C (at 40°C)		
	Uniformity	Max. ±0.5 °C		
Timer	1 min ~ 99min 59sec			
Block Capacity	1개			2개
Heating Time	Max. 15min (at 25 ~ 160°C)			
Needle Length	150 mm			
Nitrogen Gas	Flow Rate	15L/min		
	Pressure	Max. 0.1 Mpa		
Dimension	w260 x d220 x h475 mm			
Voltage, Frequency	110/220 V, 50/60 Hz			
Power	300 W		500 W	



Optional Heating Block

Cat. No.	Model	Tube Size	Hole	EA Price ₩
H04-480-149	LE-50	Ø10 mm	12	169,900
H04-480-153	LE-51	Ø12 mm		169,900
H04-480-157	LE-52	Ø13 mm		169,900
H04-480-161	LE-53	Ø15 mm		169,900
H04-480-165	LE-54	Ø16 mm		169,900
H04-480-169	LE-55	Ø19 mm		169,900
H04-480-173	LE-56	Ø20 mm		169,900