

## Gas Sampling Bag 테드라 가스 샘플링 백

- 테드라 재질(Polyvinylfluoride)의 Gas Sampling Bag
- Rayhope®

### with PTFE Stopcock ①

Cat. No.	Model	용량	Size (w×d)	EA Price ₩	PK Price ₩
B01-259-038	TD-TS01	1 L	250×150 mm	27,900	10ea 266,000
B01-259-046	TD-TS02	2 L	250×200 mm	31,900	10ea 304,000
B01-259-054	TD-TS03	3 L	250×300 mm	31,900	10ea 304,000
B01-259-062	TD-TS05	5 L	250×400 mm	34,900	10ea 332,500
B01-259-078	TD-TS10	10 L	350×500 mm	45,100	10ea 429,400
B01-259-086	TD-TS20	20 L	500×500 mm	63,800	10ea 608,000
B01-259-094	TD-TS30	30 L	510×700 mm	90,100	10ea 857,800

### with 1 Stopcock + 1 Septum Connector ②


Cat. No.	Model	용량	Size (w×d)	EA Price ₩	PK Price ₩
B01-259-138	TD-SC01	1 L	250×150 mm	38,500	10ea 366,700
B01-259-146	TD-SC02	2 L	250×200 mm	42,600	10ea 405,600
B01-259-154	TD-SC03	3 L	250×300 mm	42,600	10ea 405,600
B01-259-162	TD-SC05	5 L	250×400 mm	45,400	10ea 432,200
B01-259-178	TD-SC10	10 L	350×500 mm	55,700	10ea 530,100
B01-259-186	TD-SC20	20 L	500×500 mm	74,400	10ea 708,700
B01-259-194	TD-SC30	30 L	510×700 mm	99,600	10ea 949,000

- Stopcock & Septum 재질 : PTFE

### with Combination Valve (Valve + Septum) ③

Cat. No.	Model	용량	Size (w×d)	EA Price ₩	PK Price ₩
B01-259-238	TD-CV01	1 L	250×150 mm	25,400	10ea 242,200
B01-259-246	TD-CV02	2 L	250×200 mm	27,900	10ea 266,000
B01-259-254	TD-CV03	3 L	250×300 mm	27,900	10ea 266,000
B01-259-262	TD-CV05	5 L	250×400 mm	30,800	10ea 293,600
B01-259-278	TD-CV10	10 L	350×500 mm	41,000	10ea 390,400
B01-259-286	TD-CV20	20 L	500×500 mm	59,700	10ea 568,100
B01-259-294	TD-CV30	30 L	510×700 mm	85,800	10ea 817,000

- Valve 재질 : Plastic



## Aluminum Gas Sampling Bag 알루미늄 - 폴리에스테르 가스 샘플링 백

Cat. No.	Model	용량	Size (w×d)	EA Price ₩	PK Price ₩
B01-259-522	TD-AP01	1 L	185×210 mm	24,600	10ea 234,600
B01-259-538	TD-AP03	3 L	250×320 mm	29,800	10ea 284,000
B01-259-546	TD-AP05	5 L	250×415 mm	33,500	10ea 319,200
B01-259-554	TD-AP10	10 L	350×520 mm	41,000	10ea 390,400
B01-259-562	TD-AP20	20 L	430×550 mm	59,700	10ea 568,100
B01-259-564	TD-AP30	30 L	550×700 mm	85,100	10ea 810,400

- 재질 : Aluminum + Polyester
- 폴리에스테르 필름에 알루미늄을 증착
- PTFE Stopcock 부착
- 자외선 차광이 필요한 작업에 사용

• Rayhope®

## Autoclavable High Transparency Bag in Dispenser Box 멸균 가능 비닐백과 스탠드

Cat. No.	Model	Type	Size	EA Price ₩	PK Price ₩
B01-73-102	7001005	Bag Only	w200×h300 mm	-	100ea 19,000
B01-73-423	7001400	Stand Only	h250 mm	26,000	-

- 재질 : Very Strong PP Film with Broad Seam at the Bottom
- 종이 Dispenser Box 안에 포장 되어 1장씩 뽑아 쓸 수 있음
- 용량 : 약 1.5 L, 두께 : 50 um
- 121°C Autoclavable

• Ratiolab

