

## Phase Separating Paper 액상분리용 페이퍼, 1PS

Cat. No.	Model	Size	PK Price ₩
F12-07-704	2200090	90 mm	100ea 72,600
F12-07-708	2200110	110 mm	100ea 95,300
F12-07-712	2200125	125 mm	100ea 120,000
F12-07-716	2200150	150 mm	100ea 170,000
F12-07-720	2200185	185 mm	100ea 277,000


- Separating Funnel을 사용하지 않고, 혼합된 시료의 용매만을 투과시킴으로써 Funnel로 간단히 액상을 분리시킬 수 있는 여과지임
- Whatman



## pH Indicate Paper, Roll Type pH 측정 페이퍼

Cat. No.	Model	pH Range	비색표	Type	EA Price ₩
F12-61-911	00001011	1 ~ 11	1	UNIV	7,000
F12-61-914	00001014	1 ~ 14	1 & 2	WR	10,000
F12-61-917	00004070	4.0 ~ 7.0	0.3	BCG	11,000

- Size : 폭 9 mm, 길이 6 m
- 수용액의 pH (수소 이온 농도)를 간단하게 측정할 수 있음
- 표준비색 표를 케이스 표면에 표시하여 결과를 바로 비교할 수 있음
- WR 은 pH 1 ~ 3, 5 ~ 10 은 1간격, pH 3 ~ 5, 10 ~ 14 는 2간격임
- 플라스틱 틀에 감겨 있어 외부 영향으로 부터 장기적인 안정성 및 보호성을 제공함
- Macherey Nagel



## pH-Fix Test Paper pH 측정 페이퍼, 스틱형

- Dip & Read 방식으로 사용이 편리함
- pH-Fix의 특허 기술로 시험지는 Test Pad에 화학적으로 바인딩 되어져 있음
- Size : w3×h8.4 mm
- Macherey Nagel

### Classic Flat Box ①

Cat. No.	Model	pH Range		PK Price ₩
F13-61-515	92115	0.0 ~ 6.0	0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0	100ea 65,600
F13-61-519	92118	2.0 ~ 9.0	2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0	100ea 34,500
F13-61-523	92120	4.5 ~ 10.0	4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10.0	100ea 34,500
F13-61-527	92122	6.0 ~ 10.0	6.0, 6.4, 6.7, 7.0, 7.3, 7.6, 7.9, 8.2, 8.4, 8.6, 8.8, 9.1, 9.5, 10.0	100ea 65,600
F13-61-531	92125	7.0 ~ 14.0	7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10.0, 10.5, 11.0, 11.5, 12.0, 12.5, 13.0, 13.5, 14.0	100ea 34,500
F13-61-535	92180	0.3 ~ 2.3	0.3, 0.7, 1.0, 1.3, 1.6, 1.9, 2.3	100ea 50,700
F13-61-539	92190	1.7 ~ 3.8	1.7, 2.0, 2.3, 2.6, 2.9, 3.2, 3.5, 3.8	100ea 104,300
F13-61-543	92130	3.6 ~ 6.1	3.6, 4.1, 4.4, 4.7, 5.0, 5.3, 5.6, 6.1	100ea 50,700
F13-61-547	92140	5.1 ~ 7.2	5.1, 5.4, 5.7, 6.0, 6.3, 6.6, 6.9, 7.2	100ea 50,700
F13-61-551	92150	6.0 ~ 7.7	6.0, 6.4, 6.7, 7.0, 7.3, 7.7	100ea 50,700
F13-61-555	92160	7.5 ~ 9.5	7.5, 7.9, 8.2, 8.4, 8.6, 8.8, 9.1, 9.5	100ea 50,700
F13-61-559	92170	7.9 ~ 9.8	7.9, 8.3, 8.6, 8.9, 9.1, 9.4, 9.8	100ea 50,700

### Pipetop Tube ②

Cat. No.	Model	pH Range	PK Price ₩
F13-61-611	92111	0 ~ 14	100ea 17,200
F13-61-615	92131	3.6 ~ 6.1	100ea 50,700

