

Syringe Filter, GVS

시린지 필터, Supreme®

- 이중 Prefilters로 10ml 보다 큰 필터링이 어려운 샘플도 쉽고 신속하게 필터링
- 미립자 함량이 높은 샘플을 필터링에 적합
- 일반적인 시린지필터 보다 3배 이상의 수명으로 플라스틱 사용을 줄일 수 있음
- 하우징 재질 : Clear PP
 - 고점성, 고질량 침전물 여과에 적합
- 멤브레인-하우징 직경 Ø25-30mm
- 여과 면적 : 4.63 cm²
 - 허용 압력, 온도: 75 psi, 90°C
- Shelf Life (normal conditions): 3 years
- 주요 용도
 - 일반적인 수용액 및 제균 여과
 - 분석 표본 준비, uHPLC
 - 윤활유 및 유기용매 여과
 - 단백질 분석 및 정제
 - 세포 배양
- GVS Lifescience

CA Syringe Filter (Hydrophilic)

Cat. No.	Model	Pore Size	PK Price ₩
F14-594-384	GF25BNPGA002AL01	0.20 um	50ea 141,000
F14-594-387	GF25BNPGA004AL01	0.45 um	50ea 141,000
F14-594-334	GF25BNPGA002AD01	0.20 um	500ea 1,235,000
F14-594-337	GF25BNPGA004AD01	0.45 um	500ea 1,235,000

- 주요 용도 : 단백질/효소, 단백질 회수, 조직 배양 배지 여과, 와인 여과, 혈장 분획 사전 여과 및 백신

Nylon Syringe Filter (Hydrophilic)

Cat. No.	Model	Pore Size	PK Price ₩
F14-594-354	GF25BNPGN002AL01	0.20 um	50ea 132,000
F14-594-357	GF25BNPGN004AL01	0.45 um	50ea 132,000
F14-594-304	GF25BNPGN002AD01	0.20 um	500ea 1,151,000
F14-594-307	GF25BNPGN004AD01	0.45 um	500ea 1,151,000

- 주요 용도 : 염기, HPLC 용매, 알코올, 방향족 탄화수소

PES (Polyethersulfone) Syringe Filter (Hydrophilic)


Cat. No.	Model	Pore Size	PK Price ₩
F14-594-360	GF25BNPGS002AL01	0.20 um	50ea 132,000
F14-594-363	GF25BNPGS004AL01	0.45 um	50ea 132,000
F14-594-310	GF25BNPGS002AD01	0.20 um	500ea 1,151,000
F14-594-313	GF25BNPGS004AD01	0.45 um	500ea 1,151,000

- 주요 용도 : Filtration of buffers, Culture media

PTFE Syringe Filter (Hydrophilic)

Cat. No.	Model	Pore Size	PK Price ₩
F14-594-372	GF25BNPGH002AL01	0.20 um	50ea 158,000
F14-594-375	GF25BNPGH004AL01	0.45 um	50ea 158,000
F14-594-322	GF25BNPGH002AD01	0.20 um	500ea 1,379,000
F14-594-325	GF25BNPGH004AD01	0.45 um	500ea 1,379,000

- 주요 용도 : 수용액 및 유기 용매



PTFE Syringe Filter (Hydrophobic)

Cat. No.	Model	Pore Size	PK Price ₩
F14-594-366	GF25BNPGT002AL01	0.20 um	50ea 158,000
F14-594-369	GF25BNPGT004AL01	0.45 um	50ea 158,000
F14-594-316	GF25BNPGT002AD01	0.20 um	500ea 1,379,000
F14-594-319	GF25BNPGT004AD01	0.45 um	500ea 1,379,000

- 주요 용도 : 유기 용매, 산, 알코올, 염기, 방향족

PVDF Syringe Filter (Hydrophilic)

Cat. No.	Model	Pore Size	PK Price ₩
F14-594-378	GF25BNPGV002AL01	0.20 um	50ea 141,000
F14-594-381	GF25BNPGV004AL01	0.45 um	50ea 141,000
F14-594-328	GF25BNPGV002AD01	0.20 um	500ea 1,235,000
F14-594-331	GF25BNPGV004AD01	0.45 um	500ea 1,235,000

- 주요 용도 : 알코올 및 생체 유기 화합물

RC Syringe Filter (Hydrophilic)

Cat. No.	Model	Pore Size	PK Price ₩
F14-594-390	GF25BNPGR002AL01	0.20 um	50ea 188,000
F14-594-393	GF25BNPGR004AL01	0.45 um	50ea 188,000
F14-594-340	GF25BNPGR002AD01	0.20 um	500ea 1,698,000
F14-594-343	GF25BNPGR004AD01	0.45 um	500ea 1,698,000

