

SPE Disk Glassware and Manifold, Kimble® SPE 유리 필터 홀더와 메니폴드

Cat. No.	Model	Station	47 mm Glassware	EA Price ₩
F03-137-901	971000-1047	1	1 set	4,264,100
F03-137-903	971000-3047	3	3 set	8,472,800
F03-137-905	971000-6047	6	6 set	15,889,500

- Solid Phase Extraction Disk 용
- 3-way Valve를 채용하여 시스템의 Vacuum에 영향없이 Venting 가능
- 3-way Valve : Stainless Steel Body, PTFE Plug
- Extracted Sample은 od30×h100 mm 이내의 용기에 직접 수집 가능
- 구성 : SPE Manifold, SPE Glassware Set
- DWK Lifescience / Kimble®


47 mm SPE Glassware Only

Cat. No.	Model	Description	EA Price ₩
F03-137-911	971100-0047	47 mm Glassware Set	1,138,600
F03-137-913	971101-0347	300 ml Glass Funnel	288,300
F03-137-915	971102-0047	SPE Support Base	488,900
F03-137-917	971103-0047	PTFE Coted SPE SS Screen	511,400
F03-137-919	953753-0000	Anodized Aluminum Clamp	232,200
F03-137-921	953811-0000	PTFE Gasket, 25 ea/set	193,300
F03-137-931	971100-0090	90 mm Glassware Set, 1 L 용량	2,053,000

- Kimax® Borosilicate Glass 3.3, USP Type I, ASTM E438, Type I, Class A
- Support Base : 40/35 Outer Joint
- PTFE Gasket : 5개가 Glassware Set에 포함

SPE Stainless Steel Manifold Only

Cat. No.	Model	Place	Connection	EA Price ₩
F03-137-925	971200-1000	1	40/35	3,110,600
F03-137-927	971200-3000	3		4,990,000
F03-137-929	971200-6000	6		9,397,800
F03-137-923	971200-0002	3-way SUS Valve Body & PTFE Plug		568,200



971000-1047

Filter Holder Funnel 필터 홀더 깔대기, Sterlitech

PSF Filter

Cat. No.	Model	Description	용량	EA Price ₩
F03-157-224	43301030	Polysulfone Filter Holder Funnel	300 ml	155,400
F03-157-231	43301050		500 ml	195,200
F03-157-239	43301020	43301050 with Cover	300 ml	168,000

- 재질 : PSF, -10 ~ 165°C 내열, Autoclavable
- Filter Size (47 mm), Silicon Rubber O-ring

Stainless Steel Filter Hold

Cat. No.	Model	Description	용량	EA Price ₩
F03-157-246	352600	SUS 304	500 ml	3,564,700

- Filter Size (47 mm), Stainless Steel 304SS Body and PTFE Gasket



43301030

43301050

43301020

352600

Filter Holder Funnel, PSF PSF 필터 홀더 깔대기, Tarsons

PSF Filter Holder Funnel ①

Cat. No.	Model	용량	사용 필터	EA Price ₩
F03-46-131	T50041	250 ml	Ø47 mm	99,000

- 재질 : PSF, -10 ~ 165°C 내열, Autoclavable

PSF Filter Holder Funnel With Clamp ②

Cat. No.	Model	용량	사용 필터	EA Price ₩
F03-46-133	T50040	250 ml	Ø47 mm	152,700

- 재질 : PSF, -10 ~ 165°C 내열, Autoclavable
- Aluminum Clamp 포함



①

②