


Analytical Balance, ME-T Series 분석용 정밀 전자 저울, Touchscreen, 0.0001g

- 4.5인치 Color TFT Touchscreen 으로 편리한 사용
- Passcode Protection 으로 DATA 보호 강화
- Sample ID 입력 기능으로 샘플간의 혼동을 방지하고 추적이 가능
- 한글을 포함한 15개 언어 지원
- 스테인레스 스틸 칭량팬으로 내부식성이 강함
- Metal Die Cast 하부와 강화 ABS 상부 구조로 견고
- 도구 없이 빠른 시간 안에 분해가 가능
- 모서리가 둥글고 표면이 부드러워 세척이 용이 (세척기 사용 가능)
- Overload Protection 기능으로 신뢰할 수 있는 성능 보장
- 온도변화에 맞춰 Calibration이 가능한 FACT (Fully Automated Calibration Technology) 기능
- EMFC(Electromagnetic Force Compensation technology) 칭량셀로 온도변화에 따른 FACT 기능 강화
- 분동 내장형은 저울 자체적으로 보정 (Adjustment)이 가능한 모델
- 3 Interface(USB, USB Host, RS232)로 바코드판독기, 프린터, PC 등의 연결 지원
- ISO/GLP 규격에 맞추어 Data/Time 출력 가능 (프린터 별매, Option Page 참조)
- 신뢰성과 견고성을 바탕으로 제작된 저울로 단순 칭량에 이상적임
- 슬라이드 방식의 유리바람막이, 상하좌우 개폐
- 개수 칭량, 백분율 칭량, 유동 샘플 칭량, 통계, 합산
- 쉬운 사용 방식으로 Weighing 및 Calibration이 간단하고 빠름
- Mettler의 Weighing 기술로 신뢰성 있는 결과를 얻을 수 있음
- Approved balance (규제기관, 품질 관리기관 에서 인증한 저울) 에는 해당 안됨
- 상거래 승인 (Legal for Trade) 저울에는 해당 안됨
- 터치스크린은 장갑을 끼고 사용 가능
- 전면 수평조정 공기방울과 두 개의 큰발로 쉽고 빠르게 수평 조정 가능
- 10개의 내장된 Application 으로 밀도 측정 및 배합을 포함한 일상적인 칭량작업
- Good Weighing Practice™를 기반으로 한 칭량 전문 지식 무료 제공 (저울 선택, 설치, 세척, 일상 시험, 교정 및 유지보수 등)
- 표준 제품군의 스탠다드 수준의 보급형 실험실 저울
- 케미칼, 제약, 식품 산업군에 추천
- Mettler-Toledo



CE



- Multiple Interface
 - USB Device
 - USB Port
 - RS232
 - Bluetooth Option

Internal Calibration / 분동 내장형

Cat. No.	Model	최대 용량	최소 표시	EA Price ₩
B12-162-201	ME54T	52 g	0.1 mg (0.0001 g)	3,756,000
B12-162-204	ME104T	120 g		3,971,000
B12-162-207	ME204T	220 g		4,425,000

External Calibration / 분동 외장형

Cat. No.	Model	최대 용량	최소 표시	EA Price ₩
B12-162-210	ME54TE	52 g	0.1 mg (0.0001 g)	3,384,000
B12-162-213	ME104TE	120 g		3,575,000
B12-162-216	ME204TE	220 g		3,971,000

Optional Printer는 56 Page 참조

Model	분동 내장형	ME54T	ME104T	ME204T
	분동 외장형	ME54TE	ME104TE	ME204TE
식별 번호	분동 내장형	30216540	30216541	30216542
	분동 외장형	30216620	30216623	30216625
최대 용량		52 g	120 g	220 g
해독도			0.1 mg	
반복성, 일반			0.08 mg	
반복성 보장			0.1 mg	
최소유효무게		16 mg ((U=1%, k=2), 일반) / 160 mg (USP, 0.10%, 일반)		
상거래 승인 (Legal for Trade)		No		
안정화 시간		2 s		
조정		내부 (자동/FACT) - 외장 분동형 제외		
인터페이스		USB-B (장치에 연결), RS232 (통합 / 옵션), USB-A (장치에 연결)		
특징 및 사용자 관리		암호 보호		
디스플레이		Display touchscreen TFT color 4.5 inch		
칭량 팬 지름		90 mm		
치수 (높x폭xD)		344 mm x 210 mm x 344 mm		
규정 준수 옵션		암호 보호 가능, 로그 이력 (기본 메타데이터)		
문서화 옵션		인쇄, 기본 전자 문서화		
하우징		다이캐스트 알루미늄, ABS		