

## Precision Balances, ME-T Series 정밀 전자 저울, Touchscreen, 0.001g

- 견고한 구조로 내구성 좋은 부품과 과부하 방지 기능을 갖춘
- 단순하고 직관적인 4.5인치 컬러 터치스크린 인터페이스
- 장갑 착용 하고 터치스크린 조작 가능
- 온도변화에 맞춰 Calibration이 가능한 FACT 기능
- EMFC(Electromagnetic Force Compensation technology) 칭량셀로 온도변화에 따른 FACT 기능 강화
- 10개 내장 Guide Application 으로 check weighing, density determination, statistics, formulation 등 작업 가능
- OIML(국제 측정법 조정기구) / NTEP(미국 국립무게항상기구) 승인
- 전면 수평 버플로 쉬운 수평조정 가능
- 16개 개량 단위 사용 가능
- 고품질 금속 베이스와 스테인레스 스틸 플랫폼 및 팬으로 구성
- Overload Protection (과부하 보호) 기능
- PC Interface : USB-B (장치에 연결), RS232 (통합 / 옵션), USB-A (장치에 연결)
- 내장 PC Direct function 으로 간편한 데이터 전송 가능
- 바코드 판독기, 프린터, PC 연결 가능
- Passcode Protection (암호 보호) 기능으로 권한있는 사용자만 설정에 접근 가능하고 실수로 변경되는 것을 방지
- Sample ID 입력 기능으로 샘플간의 혼동을 방지하고 추적이 가능
- 한글을 포함한 15개 언어 지원
- 전면 수평조정 공기방울과 두 개의 큰발로 쉽고 빠르게 수평 조정 가능
- 10개의 내장된 Application 으로 밀도 측정 및 배합을 포함한 일상적인 칭량작업
- Good Weighing Practice™를 기반으로 한 칭량 전문 지식 무료 제공 (저울 선택, 설치, 세척, 일상 시험, 교정 및 유지보수 등)
- 공업, 화학, 식품, 의료 분야에 사용
- 상거래 승인 (Legal for Trade) 저울에는 해당 안됨
- Approved balance (규제기관, 품질 관리기관 에서 인증한 저울) 에는 해당 안됨
- 표준 제품군의 스탠다드 수준의 보급형 실험실 저울
- Mettler-Toledo


### Internal Calibration / 분동 내장형

Cat. No.	Model	최대 용량	최소 표시	EA Price ₩
B12-162-219	ME103T	120 g	1 mg (0.001 g)	2,834,000
B12-162-222	ME203T	220 g		3,146,000
B12-162-225	ME303T	320 g		3,337,000
B12-162-228	ME403T	420 g		3,660,000
B12-162-229	ME503T	520 g		4,640,000
B12-162-230	ME603T	620 g		5,119,000

### External Calibration / 분동 외장형

Cat. No.	Model	최대 용량	최소 표시	EA Price ₩
B12-162-246	ME103TE	120 g	1 mg (0.001 g)	2,548,000
B12-162-249	ME203TE	220 g		2,703,000
B12-162-252	ME303TE	320 g		3,002,000
B12-162-255	ME403TE	420 g		3,301,000

Model	분동 내장형	ME103T	ME203T	ME303T	ME403T	ME503T	ME603T
	분동 외장형	ME103TE	ME203TE	ME303TE	ME403TE	-	-
식별 번호	분동 내장형	30216545	30216547	30216550	30216554	30243388	3074481
	분동 외장형	30216546	30216549	30216552	30216557	-	-
최대 용량		120 g	220 g	320 g	420 g	520 g	620 g
해독도		1 mg					
반복성, 일반		0.7 mg					
반복성 보장		1 mg					
최소유효무게		140 mg (U=1%, k=2), 일반 / 1.4 g (USP, 0.10%, 일반)					
안정화 시간		1.5 s					
조정		내부 (자동/FACT) - 외장 분동형 제외					
인터페이스		USB-B (장치에 연결), RS232 (통합 / 옵션), USB-A (장치에 연결)					
특징 및 사용자 관리		암호 보호					
디스플레이		Display touchscreen TFT color 4.5 inch					
칭량 팬 지름		120 mm					
치수 (높x폭xD)		289 mm x 210 mm x 319 mm					
문서화 옵션		인쇄, 기본 전자 문서화					
규정 준수 옵션		암호 보호 가능, 로그 이력 (기본 메타데이터)					
하우징		다이캐스트 알루미늄, ABS					



- Multiple Interface
- USB Device
- USB Port
- RS232
- Bluetooth Option

Optional Printer는 56 Page 참조