

## Schlenk Reaction and Storage Tube

### 쉬링크 튜브, LukeGL®

- Borosilicate Glass 3.3
- Air나 Moisture - Sensitive 시약용
- LukeGL®

#### with Socket, Glass Stopcock ①

Cat. No.	Model	용량	Socket	Stopcock	EA Price ₩
F04-83-150	3370113	25 ml	14/23	Glass Cock 2.5 mm Bore	53,000
F04-83-156	3370122	50 ml			61,400
F04-83-162	3370128	100 ml			62,700
F04-83-168	3370137	100 ml	24/40		63,900
F04-83-174	3370149	250 ml			66,300

#### with Socket, PTFE Stopcock ②



Cat. No.	Model	용량	Socket	Stopcock	EA Price ₩
F04-83-180	3370113P	25 ml	14/23	PTFE Cock 2.5 mm Bore	60,100
F04-83-186	3370122P	50 ml			53,000
F04-83-192	3370128P	100 ml			55,400
F04-83-198	3370137P	100 ml	24/40		55,400
F04-83-204	3370149P	250 ml			58,200

#### with Cone, Glass Stopcock ③

Cat. No.	Model	용량	Socket	Stopcock	EA Price ₩
F04-83-210	3370213	25 ml	14/23	Glass Cock 2.5 mm Bore	53,000
F04-83-216	3370222	50 ml			61,400
F04-83-222	3370228	100 ml			62,700
F04-83-228	3370237	100 ml	24/40		63,900
F04-83-234	3370249	250 ml			66,300


#### with Cone, PTFE Stopcock ④

Cat. No.	Model	용량	Socket	Stopcock	EA Price ₩
F04-83-240	3370213P	25 ml	14/23	PTFE Cock 2.5 mm Bore	46,500
F04-83-246	3370222P	50 ml			53,000
F04-83-252	3370228P	100 ml			55,400
F04-83-258	3370237P	100 ml	24/40		55,400
F04-83-264	3370249P	250 ml			58,200



## Chemglass AIRFREE® APPAratus

- Designed For The Convenient Manipulation Of Highly Reactive Air And Moisture Sensitive Compounds Using Inert Gas To Exclude Air And Moisture
- Complete Vacuum Line Assemblies And Components Using Greaseless Joint
- Heavy-wall Type으로 진공용으로 최고의 제품



- 쉬링크 저장 플라스크는 448 Page 참조
- 쉬링크 저장 튜브는 448 Page 참조
- 쉬링크 반응 플라스크는 449 Page 참조
- 쉬링크 반응 튜브는 450 Page 참조

