

PP Erlenmeyer Flask PP 삼각 플라스크

Cat. No.	Model	용량	Size (Ø × h)	EA Price ₩
F04-46-032	T441110	100 ml	64 × 105 mm	2,500
F04-46-040	T441120	250 ml	83 × 142 mm	3,000
F04-46-048	T441130	500 ml	102 × 175 mm	4,900

- 재질 : PP, -10 ~ 135°C 내열, Autoclavable
- 반투명 PP 재질, Narrow-Neck, Graduation
- Tarsons



PTFE Erlenmeyer Flask PTFE 테프론 삼각 플라스크

Cat. No.	Model	용량	Joint	외경 Size	EA Price ₩
F04-460-011	A151-01	50 ml	19/26	Ø 54 x 86mm	282,800
F04-460-015	A151-02	100 ml		Ø 63 x 128mm	469,400
F04-460-019	A151-03	250 ml	29/32	Ø 85 x 144mm	711,300
F04-460-023	A151-04	500 ml		Ø 107 x 190mm	1,316,600

- 재질 : PTFE, -200 °C to 250°C 내열
- Thick-walled
- BOLA



Erlenmeyer Flask with Joint 조인트 삼각 플라스크, LukeGL®

Cat. No.	Model	용량	Joint	EA Price ₩
F04-52-644	L113202E	50 ml	24/40	13,300
F04-52-648	L113206E	100 ml		13,300
F04-52-652	L113208E	125 ml		14,500
F04-52-660	L113214E	250 ml		14,500
F04-52-664	L113216E	300 ml		18,100
F04-52-668	L113220E	500 ml		19,300
F04-52-672	L113226E	1 L		27,700
F04-52-674	L113228E	2 L		49,500

- Borosilicate Glass 3.3
- 규격외 사이즈는 요청에 의해 공급 가능함
- LukeGL®



Jointed Narrow Mouth Erlenmeyer Flask, Kimble® 조인트 세구 삼각 플라스크

Cat. No.	Model	용량	Size (Ø × h)	Joint	EA Price ₩
F04-137-094	26510-50	50 ml	50 × 105 mm	19 / 38	61,200
F04-137-098	26510-125	125 ml	66 × 133 mm		43,300
F04-137-100	26510-250	250 ml	82 × 155 mm	24 / 40	45,500
F04-137-102	26510-500	500 ml	102 × 191 mm		47,300
F04-137-104	26510-1000	1 L	128 × 230 mm		66,700
F04-137-106	26510-2000	2 L	161 × 288 mm		116,600

- Kimble® Borosilicate Glass 3.3, USP Type I, Class A
- 내구성이 뛰어난 White Ceramic Enamel Scale
- Neck 부분은 전체 길이의 표준 Taper ground glass로 마감
- 상단 부분은 유리 함유량이 더욱 높고 라운드 처리되어 최상의 기계적 강도를 가짐
- Body 부분은 부딪히거나 맞닿았을 때 치핑을 최소화 하기 위해 두껍게 제작됨
- Ref : ASTM Method D94
- ASTM Specification E1404, Type II, Class I Requirement
- DWK Lifescience / Kimble®

