

Filtering Flask, Simax®

여과 플라스크

Cat. No.	Model	용량	Size (Ø×h)	입구	EA Price ₩
F04-985-091	412022100	100 ml	70×105 mm	24 mm	47,200
F04-985-096	412022250	250 ml	85×145 mm	35 mm	54,100
F04-985-101	412022500	500 ml	105×175 mm		61,300
F04-985-105	412022940	1 L	135×230 mm	45 mm	87,600
F04-985-109	412022950	2 L	165×255 mm	60 mm	106,400

- Simax® Borosilicate Glass 3.3, USP Type I, ASTM E438, Type I, Class A
- 플라스크 모양의 여과용 진공병 • Connection : od10 mm
- KAVALIERGLASS



Filtering Bottle / Filtering Flask, Simax®

여과병 / 여과 플라스크

Cat. No.	Model	용량	Size (Ø×h)	입구	EA Price ₩
F04-985-111	2420/3L	3 L	170×295 mm	70 mm	203,000
F04-985-113	2420/5L	5 L	185×360 mm	80 mm	236,100
F04-985-115	2420/10L	10 L	240×420 mm		321,900
F04-985-117	2420/15L	15 L	255×500 mm	85 mm	435,900
F04-985-119	2420/20L	20 L	290×535 mm		495,200

- Simax® Borosilicate Glass 3.3, USP Type I, Class A
- 병 모양의 여과용 대용량 진공병 • Connection : od10 mm
- 5 ~ 20 L는 대형 Neoprene Filter Adapter (F07-11-011) 1개 기본 포함
- KAVALIERGLASS



Filtering Flask, Kimble®

여과 플라스크

- Kimax® Borosilicate Glass 3.3, USP Type I, ASTM E438, Type I, Class A
- Heavy Wall 타입으로 진공 여과에 요구되는 기계적 강도까지 버팀
- Side Arm에 id3/8" (6 mm) Flexible Tubing 연결 가능 • Autoclavable
- DWK Lifescience / Kimble®

기본형

Cat. No.	Model	용량	Stopper Joint	EA Price ₩
F03-137-705	953710-0000	125 ml	#5	71,200
F03-137-720	953760-0000	1 L	#8	91,700
F04-137-586	953760-2000	2 L		175,900
F04-137-589	953760-4000	4 L		306,500

Safety Plastic Coated Type

Cat. No.	Model	용량	Stopper Joint	EA Price ₩
F04-137-553	953760-0122	125 ml	#5	53,100
F04-137-556	953760-1002	1 L	#8	291,300
F04-137-559	953760-2002	2 L		423,900
F04-137-562	953760-4002	4 L		517,000

- 안전 코팅이 되어있어 유리가 깨지거나 유독성 또는 부식성 화학물질이 누출되었을 때 사용자의 위험을 줄여줌



기본형

Safety Plastic Coated Type

Graduated Filtering Flask, Kimble®

눈금형 여과 플라스크

Cat. No.	Model	용량	눈금 범위	눈금 단위	EA Price ₩
F04-137-529	27060-25	25 ml	5 ~ 25 ml	5 ml	45,700
F04-137-532	27060-50	50 ml	20 ~ 50 ml	10 ml	49,300
F04-137-535	27060-125	125 ml	50 ~ 125 ml	25 ml	56,100
F04-137-538	27060-250	250 ml	50 ~ 250 ml		35,100
F04-137-541	27060-500	500 ml	150 ~ 500 ml	50 ml	61,000
F04-137-544	27060-1000	1 L	300 ~ 1000 ml		93,100
F04-137-547	27060-2000	2 L	600 ~ 2000 ml	100 ml	114,600
F04-137-550	27060-4000	4 L	1000 ~ 4000 ml	250 ml	272,200

- Kimax® Borosilicate Glass 3.3, USP Type I, ASTM E438, Type I, Class A
- 진공도 0.98 bar까지 사용 가능
- Heavy Wall 타입으로 두껍고 충격에 강하며 눈금이 있음
- id8 mm Tubing과 사용하기 알맞음 • DWK Lifescience / Kimble®

