

Volumetric Flask, USP Class, BLAUBRAND®

메스 용량 플라스크, USP Grade 보증서 포함

- Borosilicate Glass 3.3, USP Type I, Class A
- 보증서 (USP Batch Certificate) 포함
- United States Pharmacopeia (USP) 등급의 정밀도를 가짐
- Stopper 기본 포함 (Clear : Plastic, Amber : Glass)
- Brand GmBH

Clear Volumetric Flask, Blue Enamel Graduation

투명 메스 용량 플라스크, 청색 눈금 ①

Cat. No.	Model	용량	Tol.	Stopper	EA Price ₩	PK Price ₩
F04-59-401	36938	5 ml	±0.02 ml	10/19	17,000	2ea 31,700
F04-59-403	36943	10 ml			17,400	2ea 32,400
F04-59-405	36945	20 ml			14,800	2ea 27,500
F04-59-407	36947	25 ml	±0.03 ml		14,800	2ea 27,500
F04-59-409	36948	50 ml	±0.05 ml	12/21	16,300	2ea 30,400
F04-59-411	36949	100 ml	±0.08 ml		15,100	2ea 28,200
F04-59-413	36950	200 ml	±0.10 ml	14/23	22,600	2ea 42,200
F04-59-415	36951	250 ml	±0.12 ml		19,000	2ea 35,500
F04-59-417	36952	500 ml	±0.20 ml	19/26	25,800	2ea 48,200
F04-59-419	36953	1 L	±0.30 ml	24/29	40,000	-
F04-59-421	36954	2 L	±0.50 ml	29/32	61,600	-

Amber Volumetric Flask / 갈색 메스 용량 플라스크 ②

Cat. No.	Model	용량	Tol.	Stopper	EA Price ₩	PK Price ₩
F04-59-451	37461	5 ml	±0.02 ml	10/19	54,200	2ea 101,300
F04-59-453	37462	10 ml			54,200	2ea 101,300
F04-59-455	37463	20 ml			54,100	2ea 101,100
F04-59-457	37464	25 ml	±0.03 ml		54,100	2ea 101,100
F04-59-459	37465	50 ml	±0.05 ml	12/21	56,600	2ea 105,800
F04-59-463	37467	100 ml	±0.08 ml		57,100	2ea 106,700
F04-59-465	37468	200 ml	±0.10 ml	14/23	69,300	2ea 129,400
F04-59-467	37469	250 ml	±0.12 ml		75,500	2ea 141,000
F04-59-469	37470	500 ml	±0.20 ml	19/26	93,800	2ea 175,300
F04-59-471	37471	1 L	±0.30 ml	24/29	137,800	-

Safety Coated Volumetric Flask, Class A, BLAUBRAND®

안전 코팅 메스 용량 플라스크, Batch 보증서 포함

Cat. No.	Model	용량	Tol.	Stopper	EA Price ₩	PK Price ₩
F04-59-473	36548	50 ml	±0.10 ml	14/23	40,200	2ea 75,100
F04-59-475	36549	100 ml			39,800	2ea 74,300
F04-59-477	36550	200 ml	±0.15 ml		49,600	2ea 92,700
F04-59-479	36551	250 ml		54,800	2ea 102,400	
F04-59-481	36552	500 ml	±0.25 ml	19/26	68,900	2ea 128,700
F04-59-483	36553	1 L	±0.4 ml	24/29	98,200	-

- Borosilicate Glass 3.3, USP Type I, Class A
- PUR Coated 제품으로 파손시 사용자의 위험을 줄여줌
- 보증서 (Batch Certificate) 포함 • PP Stopper 기본 포함
- Complied with DIN EN ISO 1042, Calibrated to Contain (TC, In)
- Brand GmBH

Trapezoidal Volumetric Flask, BLAUBRAND®

소량 정밀 메스 플라스크, 청색 눈금

Cat. No.	Model	용량	Tol.	Stopper	EA Price ₩	PK Price ₩
F04-59-101	36401	1 ml	±0.025 ml	7/16	25,800	2ea 48,200
F04-59-105	36402	2 ml			25,800	2ea 48,200

- Borosilicate Glass 3.3, USP Type I, Class A
- 보증서 (Batch Certificate) 포함
- Complied with DIN EN ISO 1042, Calibrated to Contain (TC, In)
- Brand Volumetric Flask만의 최상의 정밀도 제공
- 하부가 사다리꼴 형태의 소량 정밀형 제품
- Brand GmBH

