


Liquid and Gas Flow Indicator

액체 / 기체용 유동 지시계

Cat. No.	Model	재질	사용온도	EA Price ₩
F10-20-220	87201002	SAN ①	Max. 30°C	24,800
F10-20-224	87202005	PMP ②	Max. 60°C	30,700

- 재질 : SAN, -40 ~ 70°C 내열 / PMP, 0 ~ 150°C 내열
- 액체나 기체의 유동 확인용, 액체는 최소 150 ml/min에서 Rotating
- Size : w80×d15×h40 mm, 연결 Tubing id : Ø6 ~ 11 mm
- PMP 재질은 SAN 재질보다 뛰어난 내화학성을 가짐 • Max.Pressure : 2 bar
- Wenk Labtec



Flowmeter for Liquid, Kimble®

액체용 유량계

Cat. No.	Model	연결 Tubing	Max.Pressure	EA Price ₩
F10-137-010	626250-0000	id6 mm	10 psi	61,200

- 재질 : Clear Polycarbonate (PC), Nylon Indicator Ball
- 약 100 ml/min 유량 이하의 물 속에서 사용 가능
- 보조 서포트가 불필요한 제품 • Max.Upper Flow : 1 L/min
- DWK Lifescience / Kimble®



Flowmeter with Valve

유량 조절식 유량계

- Water, Air 또는 다른 Compatible Media용 유량계
- 재질 : Polycarbonate Body, Neoprene + Butan-N O-ring, Stainless Steel, Floating (Stainless Steel, Black Glass, Aluminum, K Monel, Tungsten, Carbide Depending on Range)
- 사용조건 : Max.54°C, Max.100 psi • Dwyer

기체용 유량계, 전체 높이 12 cm (Scale 5 cm, 10 눈금)

Cat. No.	Model	Range	정밀도	EA Price ₩
F10-160-202	A-151	5 ~ 50 ml/min	±4%	137,800
F10-160-210	A-152	10 ~ 100 ml/min		137,800
F10-160-218	A-11	30 ~ 240 ml/min		98,700
F10-160-226	A-12	50 ~ 500 ml/min		98,700
F10-160-234	A-13	100 ~ 1000 ml/min		98,700
F10-160-242	A-14	200 ~ 2500 ml/min		98,700
F10-160-250	A-20	0.5 ~ 5 L/min		98,700
F10-160-258	A-21	1 ~ 10 L/min		98,700
F10-160-266	A-22	2 ~ 25 L/min		98,700
F10-160-274	A-23	5 ~ 50 L/min		98,700

- 연결부 (Process Connection) : 1/8" Female NPT

기체용 유량계, 전체 높이 22 cm (Scale 13 cm, 20 눈금)

Cat. No.	Model	Range	정밀도	EA Price ₩
F10-160-350	B-50D	0.6 ~ 5 L/min	±3%	137,800
F10-160-358	B-51D	1.5 ~ 9.5 L/min		137,800
F10-160-366	B-52D	2 ~ 23 L/min		137,800
F10-160-374	B-53D	5 ~ 50 L/min		137,800
F10-160-382	B-54D	10 ~ 100 L/min		137,800

- 연결부 (Process Connection) : 1/4" Female NPT

액체용 유량계, 전체 높이 12 cm (Scale 5 cm, 10 눈금)

Cat. No.	Model	Range	정밀도	EA Price ₩
F10-160-437	A-32	5 ~ 50 ml/min	±4%	98,700
F10-160-444	A-33	10 ~ 110 ml/min		90,800
F10-160-451	A-34	20 ~ 300 ml/min		90,800

- 연결부 (Process Connection) : 1/8" Female NPT

액체용 유량계, 전체 높이 22 cm (Scale 13 cm, 20 눈금)

Cat. No.	Model	Range	정밀도	EA Price ₩
F10-160-521	B-82D	0.06 ~ 0.76 L/min	±3%	131,600
F10-160-530	B-83D	0.065 ~ 1.25 L/min		131,600
F10-160-539	B-85D	0.8 ~ 6.2 L/min		137,800

- 연결부 (Process Connection) : 1/4" Female NPT



Air / 기체용



Water / 액체용