


## Disposable Forcep, Sterile 일회용 핀셋, 멸균형

Cat. No.	Model	Material	Tip	Length	PK Price ₩	
F05-231-101	DF8088S	PS	Blunt	124mm	100ea	304,100
F05-231-105	DF8988P-S	Nylon			Pointed	100ea
F05-231-109	DF8988P-SPT					70ea


- 멸균형 제품으로 개별 포장되어 있어 위생적
- 연구 및 실험 목적으로만 사용 가능
- TWD scientific



## Disposable Forcep, Non-Sterile 일회용 핀셋, 비멸균형

Cat. No.	Model	Material	Tip	Length	PK Price ₩	
F05-231-131	DF8088N	Nylon	Blunt	124mm	100ea	243,000
F05-231-135	DF8988P		Pointed	112mm	100ea	286,700
F05-231-139	DF8989A	PP Body, SUS Tip	90° angle tip	168mm	6ea	75,400

- 비멸균형 제품, Autoclavable (DF8989A는 제외)
- 연구 및 실험 목적으로만 사용 가능
- TWD scientific




## Teflon Forcep, PTFE PTFE 테프론 포셉, 280°C 내열

- PTFE (Polytetrafluorethylene)
- -200°C ~ +280°C
- Cowie


### PTFE, Fine Type

Cat. No.	Model	Point	길이	EA Price ₩
F05-450-576	027.0101	Fine Sharp	100 mm	17,500
F05-450-585	027.0151		150 mm	21,400
F05-450-592	027.0201		200 mm	28,000
F05-450-596	027.0100	Fine Square	100 mm	14,200
F05-450-599	027.0150		150 mm	17,800
F05-450-604	027.0200		200 mm	24,400



### PTFE, Rigid Type

24,900	Model	Point	길이	EA Price ₩
F05-450-609	027.101	Rigid Sharp	100 mm	38,600
F05-450-614	027.151		150 mm	45,400
F05-450-619	027.201		200 mm	63,300
F05-450-624	027.100	Rigid Square	100 mm	38,600
F05-450-629	027.150		150 mm	45,400
F05-450-634	027.200		200 mm	63,300



## Zirconia Forcep 지르코니아 포셉

Cat. No.	Model	Point	색상	길이	EA Price ₩
F05-111-103	LTP149-w	Straight	White	123 mm	106,000
F05-111-106	LTP149-b		Black		106,000
F05-111-109	LTP152-w	Curved	White		112,000
F05-111-112	LTP152-b		Black		112,000

- 최대 1000°C 내열, 강한 내마모성, 내부식성, 내화학성, 절연성
- 전자 제품 생산 및 서비스, 정전기 문제로 절연성이 필요한 곳, 정밀작업 시에 적합
- 불산을 제외한 대부분의 화학약품과 의료 분야에서 사용 가능
- 납이 잘 들러 붙지 않아 납땜 작업에도 적합하며, 금속 특유의 오염과 유기물의 용출이 없음
- LK Labkorea

