

Evacuatable KBr Pellet Die Set KBr 펠릿 다이 셋

Cat. No.	Model	Description	Size	EA Price ₩
F11-87-751	00122477	KBr Pellet Die Set	13 mm	1,921,300
F11-87-755	00125223		20 mm	4,164,800
F11-87-760	00126633		32 mm	4,743,500

- 재질 : 우주항공등급의 경화 Stainless Steel
- 적용
 - 13 mm용 : 적외선분광법 투과 시험용 KBr Pellet 조제용
 - 20 & 32 mm용 : X선 형광분석법용 Briquette 조제용
- 상/하 Section이 나누어져 있어 분해가 용이함 (Viton Seal로 연결)
- 외부에 Aluminum 실드를 더해 무게를 줄임
- 시료의 수분을 줄이기 위해 진공 펌프에 연결 가능
- 사용 Press
 - 13 & 20 mm용 : 12 ~ 20 ton의 Press와 사용
 - 32 mm용 : 20 ~ 40 ton의 Press와 사용
- Anvils 표면은 Polish 처리되어 스크래치와 파임이 적음
- ICL (International Crystal Laboratory)

Spare Accessory

Cat. No.	Model	Description	용도	PK Price ₩
F11-87-775	00124509	Replacement SS anvils	13 mm	2ea 452,500
F11-87-778	00125113	Tungsten Carbide Anvils		2ea 619,000
F11-87-781	00122479	Paper insert, 1.5mm hole		200ea 460,400
F11-87-784	00122480	Paper insert, 3.0mm hole		200ea 460,400
F11-87-787	00122481	Paper insert, 5.0mm hole		200ea 309,500
F11-87-790	00122482	Paper insert, 11.0mm hole		200ea 309,500
F11-87-793	00122483	Paper insert, 1.5×9mm hole		200ea 341,600
F11-87-796	00094450	Magnetic Pellet Holder	1ea 245,400	
F11-87-799	00126652	Replacement SS anvils	20 mm	2ea 1,171,900
F11-87-802	00126957	Tungsten Carbide Anvils	2ea 2,731,300	
F11-87-805	00126656	Replacement SS anvils	32 mm	2ea 1,302,200
F11-87-808	00126657	Tungsten Carbide Anvils	2ea 3,094,400	
F11-87-811	00119330	KBr Powder, 0.5 g	All	1ea 259,300
F11-87-813	00118966	KBr Powder, 100 g	1ea 260,500	



Quick Press KBr Pellet Kit KBr 펠릿 제조 프레스기, Handy type

Cat. No.	Model	Description	EA Price ₩
F11-87-770	00124586	Quick Press KBr Pellet Press	2,442,300

- Ø7 mm KBr Pellet (Disc) 조제용 Press (Ø4 mm, Ø2 mm 도 가능 : Option)
- 재질 : 우주항공등급의 경화 니켈 합금
- Anvils 표면에 Polish 처리되어 스크래치가 적음
- ICL (International Crystal Laboratory)



Spare Accessory

Cat. No.	Model	Description	EA Price ₩
F11-87-850	0012189	Die Set - Ø7 mm	412,000
F11-87-853	0012191	Die Set - Ø4 mm	467,600
F11-87-856	0012190	Die Set - Ø2 mm	467,600
F11-87-859	00125048	Ø7 mm Long Anvils	269,000
F11-87-862	00125068	Ø7 mm Short Anvils	269,000
F11-87-865	00121378	Ø7 mm Collar	224,200
F11-87-868	00124125	Ø4 mm Collar	232,800
F11-87-871	00124126	Ø2 mm Collar	232,800
F11-87-874	0012192	Pellet Extractor / Funnel Combination	211,300
F11-87-877	00124607	Sample Holder	345,800
F11-87-811	00119330	KBr Powder, 0.5 g	259,300
F11-87-813	00118966	KBr Powder, 100 g	260,500
F11-87-890	00094162	Micro Spatula for KBr Powder	91,000

