

Port-A-Press KBr Pellet Die Kit KBr 펠릿 제조 프레스기, Torque Wrench

Cat. No.	Model	Description	EA Price ₩
F11-87-780	0012188	Port-A-Press KBr Pellet Press	2,113,500

- 재질 : 우주항공등급(Aerospace Grade)의 경화 니켈 합금
- Ø7 mm KBr Pellet 조제용 Press (Ø4 mm, Ø2 mm 도 가능 : Option)
- Anvils 표면의 Polish 처리되어 스크래치 및 파임이 적음
- Pressure : Max. 20 foot pounds
(Foot Pound : 1 pound 무게의 물체를 1 foot로 들어올리는 일의 양)
- ICL (International Crystal Laboratory)

Spare Accessory

Cat. No.	Model	Description	EA Price ₩
F11-87-850	0012189	Die Set - Ø7 mm	412,000
F11-87-853	0012191	Die Set - Ø4 mm	467,600
F11-87-856	0012190	Die Set - Ø2 mm	467,600
F11-87-859	00125048	Ø7 mm Long Anvils	269,000
F11-87-862	00125068	Ø7 mm Short Anvils	269,000
F11-87-865	00121378	Ø7 mm Collar	224,200
F11-87-868	00124125	Ø4 mm Collar	232,800
F11-87-871	00124126	Ø2 mm Collar	232,800
F11-87-877	00124607	Sample Holder	345,800
F11-87-811	00119330	KBr Powder, 0.5 g	259,300
F11-87-813	00118966	KBr Powder, 100 g	260,500
F11-87-890	00094162	Micro Spatula for KBr Powder	91,000
F11-87-893	00123044	Torque wrench for Port-A-press	352,200



F11-87-856

E-Z Press Hydraulic Presses E-Z 프레스

Cat. No.	Model	Description	Power	EA Price ₩
F11-87-910	00127417	E-Z Press	2 ton	8,144,300
F11-87-915	00125859		12 ton	6,020,100
F11-87-925	00127418		15 ton	6,671,200
F11-87-930	00126306		20 ton	6,809,900

- Unibody (일체형) 구조로 무게가 가벼움
- PC (Polycarbonate) 안전 실드 처리
- Press 벽면에 진공라인과 전기코드 연결을 위한 Hole이 있음
- 상단의 Lead Screw를 이용해 높이 조절 가능
- Automatic Die Centering
- 2 ton 제품은 더욱 정밀한 압력 제어가 필요한 경우에 사용
- 15 & 20 ton 제품은 FT-IR Spectroscopy용 KBr Pellet 제조 뿐만 아니라 XRF Spectroscopy용 Briquetting 샘플 제조 등 다양한 활용 가능
- 적용 Die Set
 - 2 & 12 ton용 : 13 mm
 - 15 & 20 ton용 : 13, 20, 32, 35, 40 mm
- CE Certified
- ICL (International Crystal Laboratory)

Spare Accessory

Cat. No.	Model	Description	EA Price ₩
F11-87-811	00119330	KBr Powder, 0.5 g	259,300
F11-87-813	00118966	KBr Powder, 100 g	260,500
F11-87-950	00126636	Die Centering Disc with 92.7mm Aperture and 4" (od), Center 20 ~ 40 mm die set	181,400
F11-87-955	00126637	Die Centering Disc with 54.6mm Aperture and 4" (od), Center 13 mm Die Set	181,400
F11-87-960	00126638	Die Centering Disc with 72.3mm Aperture and 4" (od), Center 20 ~ 35 mm Die Set	181,400
F11-87-965	00126639	Extra Long Handle	155,900

KBr Powder, 100 g
Premium Grade
FTIR Spectro Grade