

**Semi-Micro Balance, MS series**  
**세미 마이크로 전자저울, 0.01mg**

Cat. No.	Model	최대 용량	최소 표시	EA Price ₩
B02-162-133	MS105	120 g	0.01 mg	
B02-162-135	MS105DU	42 / 120 g	0.01 / 0.1 mg	
B02-162-137	MS205DU	82 / 220 g		

- HRT 측정 셀 : 2개의 내장형 분동을 통한 전체 측정 범위에 걸친 정확한 측정
- 완전 자동화된 시간 및 온도 제어 내부 조정(FACT) 기능
- 진단 : 키패드 테스트, 반복능력 테스트와 같은 분석 저울 진단 테스트의 손쉬운 운영
- 접속 : PC, 프린터 혹은 바코드 리더에 접속할 수 있는 RS232, 그리고 PC에 접속할 수 있는 USB
- 키패드에서 프로그래밍 가능한 3개의 스마트키는 원하는 어플리케이션에 대한 직접 접근을 제공해줌
- 내장되어 있는 날짜 및 시간 기능은 측정결과에 대한 GLP/GMP 프린트 아웃을 가능하게 해줌으로써 연구에 대한 완전한 관리와 추적능력을 보장해줌
- 스마트한 ErgoDoor 드래프트 실드로 시간 절약 : 한 손으로 문을 열면서 동시에 다른 손으로 샘플을 놓을 수 있음
- **Mettler-Toledo**



Cat. No.	B02-162-133	B02-162-135	B02-162-137
Model	MS105	MS105DU	MS205DU
최대 용량	120 g	42 / 120 g	82 / 220 g
최소 표시	0.01 mg	0.01 / 0.1 mg	
반복성, 일반	0.015 mg		
선형성	0.1 mg	0.15 mg	0.2 mg
안정시간	3 sec	3 sec	1.5 sec
최소 무게 (acc. to USP)	30 mg		
표준 출력	RS-232C & USB 통신카드 장착		
계량팬	Ø80 mm		
전체 사이즈	w247 x d358 x h331 mm		

- Standard Weight Set는 57 ~ 58 Page 참조 ①
- Aluminum Dish는 59 ~ 60 Page 참조 ②
- Weighing Scoop는 63 ~ 64 Page 참조 ③
- Weighing Brush는 65 Page 참조 ④
- 정밀 석정반은 65 Page 참조 ⑤
- Vibration Isolator는 1261 Page 참조 ⑥