

XPR Microbalance XPR 마이크로 전자저울

Cat. No.	Model	최대 용량	최소 표시	EA Price ₩
B02-162-004	XPR2U	2.1 g	0.0001 mg	
B02-162-007	XPR6U	6.1 g		
B03-162-010	XPR6UD5		0.0005 mg	
B03-162-013	XPR10	10.1 g	0.001 mg	
B03-162-016	XPR2	2.1 g		

- Active Temperature Control (ATC™) System으로 온도안정성 확보
- SmartSens 적외선센서로 접촉없이 작동
- 본체와 터치스크린 양쪽에서 조작 가능
- 샘플에 오염될 수 있는 모서리가 없음
- 부품 제거, 청소 및 교체 용이
- 모든 측정값이 자동 저장되고 측정값에 추가메모 가능
- 정전용량 터치스크린으로 내화학성 장갑 착용 후에도 작동
- USB Port를 통해 데이터 저장 및 전송 가능
- LabX Software로 측정, 데이터 계산, 보고 까지 자동화 환경 제공
- **Mettler-Toledo**



Cat. No.	B02-162-004	B02-162-007	B03-162-010	B03-162-013	B03-162-016
Model	XPR2U	XPR6U	XPR6UD5	XPR10	XPR2
Material number	30279196	30279276	30279285	30279296	30279267
최대 용량	2.1 g	6.1 g	6.1 g	10.1 g	2.1 g
해독도		0.0001 mg	0.0005 mg		0.001 mg
반복성, 일반		0.00015 mg	0.0003 mg	0.0004 mg	0.0005 mg
Linearity deviation	0.001 mg	0.002 mg		0.003 mg	
최소 유효 무게 (USP)		0.3 mg	0.6 mg	0.82 mg	1.0 mg
안정시간	< 10 s	< 15 s		< 8 s	

Optional Accessory

Cat. No.	Model	Description	Option or Interface	EA Price ₩
B03-162-060	30215452	AntiStatic Kit	Stand x1 & Compact Electrode x1	
B03-162-063	30300921	Compact Electrode	Second electrode	
B02-162-966	11107767	Universal Antistatic Kit	U-shaped electrode x1 & power supply unit	
B03-162-066	11107764	U-shaped Electrode	Second U-shaped electrode	
B03-162-069	11107766	Power supply unit	-	
B03-162-072	30300922	Filter Kit	For 47 and 70 mm filters / Tweezers	
B02-162-784	211214	Filter Pan	For 50 mm filters	
B02-162-726	P-56RUE	Thermal Direct Printer	RS232, USB, Ethernet, optional BT	
B03-162-075	30300915	ErgoSens	터치프리 무선 작동을 위한 적외선 센서 (USB)	
B03-162-078	30312558	Footswitch	USB	
B03-162-081	30113498	Special Weighing Pan	For small, tubular samples / Holder, Pan & Wind-ring	
B03-162-084	30064490	Spatula Set	Stainless steel spatulas x2	
B03-162-087	64088427	USB-RS232 Converter	-	
B03-162-090	30300920	Terminal Cable	L 4.5m	



AntiStatic Kit



Filter Kit



Thermal Direct Printer



Footswitch



Special Weighing Pan



Spatula Set