

Frame-type Laboratory Table

프레임형 철재 실험대

- 고하중의 철재 파이프를 용접하여 제작
- 철재 하부 프레임 구조로 고하중에도 무리가 없으며 내구성이 뛰어나
- 모든 실험실에서 요구하는 안전성에 적합한 실험대임
- 선반은 2단 또는 3단의 시약대를 테이블 사이즈에 맞도록 선정하여 설치
- 선반의 재질은 튼튼한 철재 시약대와 경제적인 목재형에서 선택 가능

- 내화학적, 내스크래치성이 우수한 Phenolic Laminate Plate를 사용
- 기본 색상 : Black (요청에 의해 White로 교체 가능)
- 이동식 서랍장 별도 • 배송 설치비 별도
- PL Insurance (제조물 배상 책임 보험)
- LK Labkorea

Table 상세사양, 기본색상 : Light Gray (Dark Gray, Black, White 색상 Option)

Frame Type	철재 파이프를 용접한 고하중용으로 상부 1단 서랍 Style
Material	Plate (상판) Phenolic Laminated Plate 20t, Black(기본)/White(Option)/Gray(Option)/etc.
	Frame (프레임) Epoxy Coated Steel Frame 1.5t, Pipe 50 x 60 mm
	Side Panel (양측판) P.B 18mm L.P.M
	Back Panel (뒷판) MDF 5.0mm, PVC Sheet
	서랍 P.B 18mm L.P.M 시트
Foot (수평조절발)	ø 40mm, 나사선 10mm, 상/하 조절 및 경사 조절 가능

선반 상세사양, 기본색상 : Light Gray (Dark Gray, Black, White 색상 Option)

Shelf Type	목재형 또는 철재형의 2 Type
Material	전면 낙하방지봉 & 고정홀더 Stainless Steel Rod ø 7mm & Aluminum Holder, Anodized
	뒷면 낙하방지봉 & 고정홀더 Stainless Steel Rod ø 7mm & Aluminum Holder, Anodized
Concent	220V x 4개(벽면), 220V x 8개(중앙), 110V Option
Size, Plate (선반패널)	w250mm (벽면테이블), w400mm (중앙테이블)
거취 방식	테이블 상판위에 고정

Frame-type Laboratory Center Table / 프레임형 중앙실험대 **배송 설치비 별도**

프레임형 중앙실험대, 기본형



FCD Type			배송비 별도
Cat. No.	Model	Size	EA Price ₩
F09-40-271	FCD2400	w2400×d1500×h800 mm	2,506,100
F09-40-276	FCD3000	w3000×d1500×h800 mm	2,553,000
F09-40-282	FCD3600	w3600×d1500×h800 mm	2,881,900

* 하부장 및 선반 별도

프레임형 중앙실험대, 콘센트형



* 이동식 서랍장 별도

FCE Type			배송비 별도
Cat. No.	Model	Size	EA Price ₩
F09-40-458	FCE2400	w2400×d1500×h800 mm	2,400,000
F09-40-460	FCE3000	w3000×d1500×h800 mm	2,756,600
F09-40-462	FCE3600	w3600×d1500×h800 mm	3,148,200

* 일반 콘센트 220V 8개가 부착되어짐, 110V Concent Option

* 하부장 및 선반 별도

Frame-type Laboratory Side Table / 프레임형 벽면실험대 **배송 설치비 별도**

프레임형 벽면실험대, 기본형



* 이동식 서랍장 별도

FSD Type			배송비 별도
Cat. No.	Model	Size	EA Price ₩
F09-40-468	FSD1200	w1200×d750×h800 mm	595,200
F09-40-470	FSD1500	w1500×d750×h800 mm	673,500
F09-40-474	FSD1800	w1800×d750×h800 mm	720,500

* 하부장 및 선반 별도

프레임형 벽면실험대, 콘센트형



* 이동식 서랍장 별도

FSB Type			배송비 별도
Cat. No.	Model	Size	EA Price ₩
F09-40-411	FSB1200	w1200×d750×h800 mm	650,000
F09-40-412	FSB1500	w1500×d750×h800 mm	700,000
F09-40-415	FSB1800	w1800×d750×h800 mm	767,500

* 일반 콘센트 220V 4개 부착, 110V Concent Option

* 하부장 및 선반 별도