

Solvent Storage Cabinet

배기형 시약장

- 시약장 내부의 3면을 Double Wall Type으로 제작하여 배기가 잘 이루어짐
- 전면 도어는 강화유리를 사용
- 상부 배기홀 및 Foot Master 기본 장착
- 내부 유해 Gas 배출로 인한 청정도 유지 (내화학성 우수)
- 요청에 의해 내장형 Fan 부착가능 (Option)

Sliding Door Type / 미닫이형

Epoxy Coated, 철재형 ①

배송비 별도

Cat. No.	Model	Size (w×d×h, mm)	Door / 선반	EA Price ₩
C29-26-222	SD0900	900×550×2050	4ea / 3ea	2,660,800
C29-26-230	SD1200	1200×550×2050		2,812,000
C29-26-238	SD1500	1500×550×2050		2,913,000

Stainless Steel, 스테인레스형 ②

배송비 별도

Cat. No.	Model	Size (w×d×h, mm)	Door / 선반	EA Price ₩
C29-26-252	SU0900	900×550×2050	4ea / 3ea	3,180,700
C29-26-260	SU1200	1200×550×2050		3,848,000
C29-26-268	SU1500	1500×550×2050		4,699,300

Closed Door Type / 여닫이 밀폐형

Epoxy Coated, 철재형 ③

배송비 별도

Cat. No.	Model	Size (w×d×h, mm)	Door / 선반	EA Price ₩
C29-26-355	CD0900	750×600×2050	1ea / 3ea	1,908,000
C29-26-362	CD0900A		2ea / 3ea	2,014,000
C29-26-369	CD1200	1200×600×2050	2ea / 3ea	2,333,000
C29-26-376	CD1200A		4ea / 3ea	2,967,900
C29-26-383	CD1500	1500×600×2050	2ea / 3ea	2,969,000
C29-26-391	CD1500A		4ea / 3ea	3,709,900

Stainless Steel, 스테인레스형 ④

배송비 별도

Cat. No.	Model	Size (w×d×h, mm)	Door / 선반	EA Price ₩
C29-26-455	CU0900	750×600×2050	1ea / 3ea	2,967,900
C29-26-462	CU0900A		2ea / 3ea	2,969,000
C29-26-469	CU1200	1200×600×2050	2ea / 3ea	4,204,600
C29-26-476	CU1200A		4ea / 3ea	4,480,000
C29-26-483	CU1500	1500×600×2050	2ea / 3ea	4,173,700
C29-26-491	CU1500A		4ea / 3ea	5,425,800



Epoxy Coated



Stainless Steel



Epoxy Coated



Stainless Steel

PVC/PP Solvent Storage Cabinet

내산성 배기형 시약장

- PVC/PP 로 제작 되어진 내산용 배기형 시약장
- 재질 : White PP 8~10T
- Door : Clear PVC 5.0T Plate, Duct : PVC Ø100 mm
- 높이 조절 가능한 PVC 조절발 부착
- 요청에 의해 내장형 Fan 부착가능 (Option)
- LK Labkorea

Closed Door Type / 여닫이 도어형, 높/낮이 고정형 선반

배송비 별도

Cat. No.	Model	Size (w×d×h, mm)	Door / 단수	EA Price ₩
C29-293-601	PVA0400	400×500×1800	3개 / 3단 ①	2,250,000
C29-293-603	PVA0500	500×500×1800		2,400,000
C29-293-605	PVA0600	600×500×1800		2,550,000
C29-293-611	PVA0900	900×500×2100	4개 / 5단 ② (상부 3단, 하부 2단)	3,610,000
C29-293-613	PVA1200	1200×500×2100		3,910,000
C29-293-615	PVA1500	1500×500×2100		4,510,000

Sliding Door Type / 미닫이 도어형, 높/낮이 고정형 선반

배송비 별도

Cat. No.	Model	Size (w×d×h, mm)	Door	EA Price ₩
C29-293-621	PVB0900	900×500×2100	6개 / 5단 ③	3,610,000
C29-293-623	PVB1200	1200×500×2100		3,910,000
C29-293-625	PVB1500	1500×500×2100		4,510,000

* 단수 : 상부 2단, 중간부 2단, 하부 1단



여닫이 3단



여닫이 5단



미닫이 5단