

PVC/PP Solvent Storage Cabinet

내산성 밀폐형 시약장

배송비 별도

Cat. No.	Model	External Wide	Door	EA Price ₩
C29-293-707	DFSC0700PP	700 mm	1 Door	6,500,000
C29-293-710	DFSC1000PP	1000 mm	2 Door	7,460,000

- 실험실 및 연구소에서 사용되는 산성 시약을 보관하기 적합
- Body 재질 : White PP 8.0 ~ 10T, 강한 내화학성을 가짐
- Door 재질 : White PP 8.0T
- 창문이 투명한 PVC로 되어 있어 내부 확인이 쉬움
- 손잡이 부분의 열쇠를 이용해서 잠금이 가능함
- 이동식 슬라이딩 선반과 바닥 트레이
- 4중 복합 하이브리드 필터 (Hepa Filter+Acid Filter+Alkali Filter+Organic Filter) 를 통해 시약에서 유출되는 소량의 가스를 여과 후 내부를 순환하는 시스템
- 시약장 내부 공기가 실내로 유출되지 않는 밀폐형으로 안전함
- 5단계 팬 속도 조절이 가능한 저소음 팬 장착
- 팬은 10분 가동, 10분 정지와 같은 가동시간 조절이 가능하여 팬의 과부하를 방지
- Display : 7인치 터치스크린 (7" Full Touch Screen)
- VOC (Volatile Organic Compound) 가스 농도 표시, 내부 온/습도 표시
- 설정값 이상 시 알람 기능
- 패스워드 방식의 전자 잠금 장치로 안전하게 사용 가능
- 필터 교체가 필요할 시에 알람 기능
- 배송비 별도의 제품입니다. 설치 장소에 따라 틀리오니 문의 바랍니다.
- LK Labkorea



DFSC0700PP



DFSC1000PP

Cat. No.	C29-293-707	C29-293-710
Model	DFSC0700PP	DFSC1000PP
Volume	470L	660L
Material	Body	PP 8-10T White Color
	Working Plate	PP 10T White Color
	Door	PP 8T White Color / Clear PVC 5T Window
Size	External	w700×d600×h2000mm
	Internal	w685×d480×h1450mm (좌) w369×d500×h1450mm (우) w527×d525×h1450mm
Shelf	Capacity	4ea / 좌 2ea (고정형) / 우 4ea (슬라이딩서랍형)
	Size	w525×d395×h80 mm / 좌 w369×d500 mm / 우 w527×d525×h80 mm
Max. Load	30 kg per Shelf	
Motor	Pan Capacity	3.48m <sup>2</sup> /min
	Power	12 V, 21 W
	Material	Glass Fiber Reinforced Plastic
Power	220 V, 50/60 Hz	

Optional Accessory

Cat. No.	Model	Description	EA Price ₩
C29-293-708	HF0700	Hybrid Filter for DFSC0700PP	510,000
C29-293-711	HF1000	Hybrid Filter for DFSC1000PP	740,000

Filter 상세사양

Type	4중 복합 하이브리드 필터 (Hepa Filter+Acid Filter+Alkali Filter+Organic Filter)	
탈취 효율	이산화질소	99.5% 이상
	이산화황	91%
	메틸머캅탄	96%
	폼알데하이드	98%
	톨루엔	99.5% 이상
	암모니아	96%
Size	500×300×100T	
	700×300×100T	

