

Table Top Ductless Storage Cabinet

테이블 탑 필터식 시약장

배송비 별도

Cat. No.	Model	Size (w×d×h, mm)	Door	EA Price ₩
F09-138-090	MS820	w814×d350×h825mm	2 door	2,283,400

- 필터를 통해 시약장 안에 보관된 화학물질들의 해로운 냄새 제거 및 24시간 실험실의 공기정화
- Organic Chemical용 필터 기본 장착
- 요청에 의해 필터 타입 변경 가능 (Chemical 종류에 따른 다양한 필터 : Organic Chemical / Acid / Amonia / Formaldehyde)
- 디스플레이 창을 통해 현재 상태 안내 : Fan 스피드 / 필터 배출 농도 / 내부 공기 상태 / 내부 온도
- 필터에서 배출 되는 공기의 Chemical 의 농도를 실시간으로 보여 줌으로써 필터 교체 여부를 알 수 있음 (검출 한계는 0.1ppm 이지만 환경에 대한 고객의 다양한 요구 사항에 따라 경보 값을 설정할 수 있음.)
- Fan 스피드 조절 기능 : 최상의 흡착 효과와 안전성을 보장하려면 팬의 속도를 적절하게 조절 해야함
- 600여 종 이상의 다양한 화학물질 필터링
- Hua Feng



Cat. No.	F09-138-090	
Model	MS820	
Volume	48 L	
	1L 시약병 약26개	
Material	Exterial	내산성 Epoxy Coated Steel 1.2t
	Shelf	High Quality Acrylic 5t
	Door	High Quality Acrylic 5t
Size	w814 × d350 × h825mm	
Shelf	2	
	Max. Load : 각 50Kg	
공기처리량	90 m3/h	
Noise	> 46	
Power	220V, 50/60Hz	

Filter for Ductless Storage Cabinet

Cat. No.	Model	Description	EA Price ₩
F09-138-760	HF4YJ-S	Filter Organic Chemical	368,200
F09-138-770	HF4TY-S	Filter Acid Chemical	387,200
F09-138-780	HF4FM-S	Filter Formaldehyde	432,800
F09-138-790	HF4AM-S	Filter Amonia	399,300
F09-138-800	HF4HP-S	HEPA Filter	370,600

Gas Cylinder Cabinet

가스 실린더 캐비닛

배송비 별도

Cat. No.	Model	Size (w×d×h, mm)	실린더 수	EA Price ₩
C29-26-555	GC0900	740 × 500 × 1800	2ea	2,187,500
C29-26-559	GC1200	1070 × 500 × 1800	3ea	3,024,100

- 재질 : Steel Coated
- 가스 실린더 고정용 Holder는 기본 장착
- 실린더 카트 이동용 발판이 설치 되어 있음
- Regulator 및 가연성 가스 (아세틸렌, 산소, 수소, LPG 등)용 역화 방지기는 Option으로 요청 시 부착 가능
- LK Labkorea

