

XPR Precision Small S-Platform Balances

XPR 정밀 소형 저울

- SmartPan Pro™ 은 공기영향을 최소화 하여 빠르고 정확한 결과를 제공
- StatusLight™ 로 계량 가능 여부 표시
- LabX 소프트웨어로 USB 또는 Ethernet을 통한 데이터 전송
- ProFACT : 온도 및 시간 프로그램 자동 조정
- 7 인치 컬러 정전식 터치스크린으로 장갑을 착용하고 사용가능
- Weighing Methods 저장기능
- 결과에 추가 메모 가능
- 다양한 연결인터페이스 제공 : 4 x USB, 1 LAN
- PC, Barcode Readers, Footswitches, Sensors 등에 연결 가능
- 기타 자세한 사항은 추가 문의 필요
- Mettler-Toledo



| Cat. No.    | Model       | Material Number | 최대 용량           | 최소 표시          | 반복성, 일반        | 선형성    | 유효 최소 무게 (USP Min. Weight) | Weighing pan (mm)   | Draft shield     | EA Price ₩ |
|-------------|-------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|--------|----------------------------|---|------------------|------------|
| B03-162-301 | XPR204SV    | 30315625        | 210 g           | 0.1 mg         | 0.12 mg        | 0.2 mg | 240 mg                     | 90 x 90   | Pro draft shield |            |
| B03-162-304 | XPR404SV    | 30315629        | 410 g           |                | 0.06 mg        |        | 120 mg                     |   |                  |            |
| B03-162-307 | XPR504SDRV  | 30315750        | 510 g / 101 g   | 1 mg / 0.1 mg  | 0.08 mg / 4 mg | 0.4 mg | 160 mg                     |   |                  |            |
| B03-162-310 | XPR504SV    | 30315644        | 510 g           | 0.1 mg         | 0.07 mg        | 0.3 mg | 140 mg                     | Standard Pan, SmartPan 127 x 127 (303SNV, 603SNDRV, 603SNV 는 SmartPan Only) | Optional         |            |
| B03-162-321 | XPR303SNV   | 30316447        | 310 g           | 1 mg           | 0.4 mg         | 2 mg   | 820 mg                     |   | Pro draft shield |            |
| B03-162-324 | XPR303SV    | 30315754        |                 |                |                |        |                            |   | Optional         |            |
| B03-162-327 | XPR603SNDRV | 30316560        | 610 g / 120 g   | 10 mg / 1 mg   | 0.08 mg / 4 mg | 6 mg   | 1.6 g                      | Optional  |                  |            |
| B03-162-330 | XPR603SDRV  | 30316526        |                 |                |                |        |                            | Pro draft shield  |                  |            |
| B03-162-333 | XPR603SNV   | 30316541        | 610 g           | 1 mg           | 0.4 mg         | 2 mg   | 820 mg                     | Optional  |                  |            |
| B03-162-336 | XPR603SV    | 30316506        |                 |                |                |        |                            | Pro draft shield  |                  |            |
| B03-162-339 | XPR1203SV   | 30316564        | 1210 g          | 1 mg           | 0.4 mg         | 6 mg   | 1.2 g                      | Pro draft shield  |                  |            |
| B03-162-342 | XPR3003SV   | 30316702        | 3.1 kg          |                | 0.6 mg         |        |                            |   |                  |            |
| B03-162-345 | XPR5003SV   | 30316992        | 5.1 kg          |                | 0.9 mg         |        |                            |   |                  | 5 mg       |
| B03-162-351 | XPR3003SD5V | 30316706        | 3.1 kg          | 5 mg           | 3 mg           | 6 mg   | 6 g                        |   |                  |            |
| B03-162-354 | XPR6003SD5V | 30317120        | 6.1 kg          |                |                | 7 mg   |                            |   |                  |            |
| B03-162-357 | XPR1202SV   | 30317124        | 1210 g          | 0.01 g         | 4 mg           | 20 mg  | 8.2 g                      | Standard Pan, SmartPan 172 x 205  | Optional         |            |
| B03-162-360 | XPR2002SV   | 30316998        | 2.1 kg          |                |                |        |                            |   |                  |            |
| B03-162-363 | XPR4002SV   | 30317440        | 4.1 kg          |                |                |        |                            |   |                  |            |
| B03-162-366 | XPR6002SDRV | 30317459        | 6.1 kg / 1.2 kg | 0.1 g / 0.01 g | 5 mg / 40 mg   | 60 mg  | 10 g                       | Standard Pan w190 x d223  |                  |            |
| B03-162-369 | XPR6002SV   | 30317450        | 6.1 kg          | 0.01 g         | 4 mg           | 20 mg  | 8.2 g                      |   |                  |            |
| B03-162-372 | XPR8002SV   | 30317467        | 8.1 kg          |                |                |        |                            |   |                  |            |
| B03-162-375 | XPR10002SV  | 30317434        | 10.1 kg         | 0.1 g          | 40 mg          | 60 mg  | 82 g                       |   |                  |            |
| B03-162-381 | XPR4001SV   | 30317448        | 4.1 kg          |                |                |        |                            |   |                  |            |
| B03-162-384 | XPR6001SV   | 30317492        | 6.1 kg          |                |                |        |                            |   |                  |            |
| B03-162-387 | XPR8001SV   | 30317512        | 8.1 kg          | 100 mg         |                |        |                            |   |                  |            |
| B03-162-390 | XPR10001SV  | 30317484        | 10.1 kg         |                |                |        |                            |   |                  |            |

Accessories for XPR Precision Balances

| Cat. No.    | Model    | Description                                | EA Price ₩ |
|-------------|----------|--|------------|
| B02-162-966 | 11107767 | Universal Antistatic Kit                   |            |
| B03-162-625 | 30125077 | Terminal Stand (S-Platform Balances 전용)    |            |
| B03-162-075 | 30300915 | ErgoSens: Infrared Sensor (USB Connection) |            |
| B03-162-078 | 30312558 | Footswitch (USB Connection)                |            |
| B03-162-090 | 30300920 | Cable (L4.5 m)                             |            |

