


XSR Analytical Balances

XSR 분석 저울

Cat. No.	Model	최대 용량	최소 표시	EA Price ₩
B03-162-401	XSR105V	120g	0.01mg	
B03-162-404	XSR105DUV	41/120g	0.01/0.1mg	
B03-162-407	XSR205DUV	81/220g	0.01/0.1mg	
B03-162-410	XSR225DUV	121/220g	0.01/0.1mg	
B03-162-421	XSR64V	61g	0.1mg	
B03-162-424	XSR104V	120g	0.1mg	
B03-162-427	XSR204V	220g	0.1mg	
B03-162-430	XSR204DRV	81/220g	0.1/1mg	
B03-162-433	XSR304V	320g	0.1mg	

- ProFACT : 온도 및 시간 프로그램 자동 조정
- Compact Ionizer (with Stand) Ready
- 4.3인치 Color Touchscreen 은 장갑 착용 후에도 작동
- ErgoClip 기본제공 : 정전기 영향으로 부터 샘플을 보호
- SmartPrep(Weighing Funnel) 기본제공
- SmartTrac : 칭량 안내
- SmartGrid Weighing Pan
- StatusLight™ 로 계량 가능 여부 표시
- 그래프로 기술기 표시
- LabX 소프트웨어로 USB 또는 Ethernet을 통한 데이터 전송
- 다중 인터페이스 : 4 x USB, 1 LAN
- Mettler-Toledo



CE

Cat. No.	B03-162-401	B03-162-404	B03-162-407	B03-162-410	B03-162-421	B03-162-424	B03-162-427	B03-162-430	B03-162-433
Model	XSR105V	XSR105DUV	XSR205DUV	XSR225DUV	XSR64V	XSR104V	XSR204V	XSR204DRV	XSR304V
Material number	30355431	30355436	30355397	30355365	30355482	30355486	30355501	30355492	30355497
최대용량	120 g	120 g / 41 g	220 g / 81 g	220 g / 121 g	61 g	120 g	220 g	220 g / 81 g	320 g
최소표시	0.01 mg	0.1 mg / 0.01 mg		0.1 mg		0.04 mg		1 mg / 0.1 mg	0.1 mg
반복성, 일반	0.008 mg	0.01 mg							
선형성				0.2 mg				0.5 mg	0.3 mg
유효 최소 무게 (USP)	16 mg	20 mg					82 mg		
Weighing pan	78 x 73 mm								
Size	w195 x d482 x h292 mm								

XSR Precision L-Platform Balances

XSR 대형 정밀 저울

- Monobloc™ Weighing Cell로 내구성 보장
- ErgoStand™ : 눈높이와 각도 조절 가능
- USB를 통해 PC로 데이터 전송 가능
- 매끄러운 표면과 둥근 모서리로 세척이 용이
- LabX 소프트웨어로 USB 또는 Ethernet을 통한 데이터 전송
- MinWeigh 경고 기능
- StatusLight™로 측정 가능 여부 표시
- 그래프로 기술기 표시
- ProFACT - 온도 및 시간 프로그램 가능 자동 조정
- 4.5인치 Color touchscreen 은 장갑 착용 후에도 작동
- 계량 방법 저장 가능
- 결과 저장 가능
- 다중 인터페이스 : 4 x USB, 1 LAN
- 프린터, PC, Barcode Readers, 풋스위치, 센서 등에 간단한 연결 가능
- 결과데이터 및 프로세스 를 Excel 출력 가능
- Accessories 는 XSR Small Precision Balances 참조
- 기타 자세한 사항은 문의 요함
- Mettler-Toledo



CE

Cat. No.	Model	Material number	최대용량	최소표시	반복성, 일반	선형성	유효 최소 무게 (USP)	EA Price ₩
B03-162-491	XSR10001LV	30317537	10.1 kg	0.1 g	40 mg	200 mg	82 g	
B03-162-494	XSR16001LV	30317550	16.1 kg					
B03-162-497	XSR32001LDRV	30316473	32.1 kg / 6.4 kg	1 g / 0.1 g	40 mg / 400 mg	300 mg		
B03-162-500	XSR32001LV	30316299	32.1 kg	0.1 g	40 mg			
B03-162-503	XSR16000LV	30316482	16.1 kg	1 g	400 mg	600 mg	820 g	
B03-162-506	XSR32000LV	30316490	32.1 kg					