

## ZPure™ Glass Indicating Purifier, Visual Indicator 안전 유리 가스 지시관

- High-sensitivity Visual Indicator for Oxygen & Moisture
- 다른 ZPure™ Gas Purifier와 함께 End-Point Detection으로 사용하기에 적당
- 재질 : Glass Inner Tube, Polycarbonate Outer Tube
- PC Outer Tube : 내부 유리관 보호 및 내부 유리관의 파손시 Gas의 외부 유출 방지
- Particle Removal을 위한 Integrated Stainless Steel Frit (Screen)
- 불활성의 Fluoroelastomer Seal
- Individually Hellum Leak-tested
- Chromres



## ZPure™ Glass H<sub>2</sub>O Purifier & Indicator, 수분 지시관 Green to Blue (Moisture)

Cat. No.	Model	용량	Trap 용량	Efficiency	Fitting	EA Price ₩
G11-220-489	202234-B	46 cc	H <sub>2</sub> O : 6 g	H <sub>2</sub> O : < 20 ppb	1/8" Brass	314,300
G11-220-495	202235-B				1/4" Brass	314,300
G11-220-589	202234-SS				1/8" SS	415,200
G11-220-595	202235-SS				1/4" SS	415,200

- Low ppb Level의 Moisture가 필요한 경우
- Inert Carrier Gas, He, N<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>, Ar, Air

## ZPure™ Glass H<sub>2</sub>O HSMI Purifier & Indicator, 고효율 수분 지시관 Blue to Brown (at 1ppm Water)

Cat. No.	Model	용량	Trap 용량	Efficiency	Fitting	EA Price ₩
G11-220-943	202283-B	45 cc	H <sub>2</sub> O : 6 g	H <sub>2</sub> O : < 20 ppb	1/8" Brass	344,500
G11-220-947	202284-B				1/4" Brass	344,500
G11-220-953	202283-SS				1/8" SS	445,400
G11-220-957	202284-SS				1/4" SS	445,400

- 고효율의 Moisture Removal가 필요한 Application 의 경우에 사용
- Inert Carrier Gas, He, N<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>, Ar, Air



## ZPure™ Glass O<sub>2</sub> Purifier & Indicator, 산소 지시관 Green to Gray(O<sub>2</sub>)

Cat. No.	Model	용량	Trap 용량	Efficiency	Fitting	EA Price ₩
G11-220-878	202236-B	10 cc	O <sub>2</sub> : 45 cc	O <sub>2</sub> : < 5 ppb	1/8" Brass	457,200
G11-220-886	202237-B				1/4" Brass	457,200
G11-220-889	202236-SS				1/8" SS	603,600
G11-220-893	202237-SS				1/4" SS	603,600

- He, Ar, N<sub>2</sub>, or Methane에서 Oxygen을 Low ppb Level로 제거
- Inert Carrier Gas, He, N<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>, Ar



## ZPure™ Glass Polygas I Purifier & Indicator, 멀티 가스용 산소 수분 지시관 Green to Gray(O<sub>2</sub>), Blue to Brown(Moisture)

Cat. No.	Model	용량	Trap 용량	Efficiency	Fitting	EA Price ₩
G11-220-903	202314-B	38 cc	O <sub>2</sub> : 80cc H <sub>2</sub> O : 1.4g HC : 1.0g	O <sub>2</sub> : < 5 ppb H <sub>2</sub> O : < 20 ppb HC : < 5 ppb	1/8" Brass	357,100
G11-220-907	202315-B				1/4" Brass	357,100
G11-220-913	202314-SS				1/8" SS	411,300
G11-220-917	202315-SS				1/4" SS	411,300

- O<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>O, CO<sub>2</sub>, CO, Halogenated Compounds, Siloxanes, Hydrocarbons heavier than Butane, Sulfur-containing Molecules, and Ammonia 등의 제거
- Inert Carrier Gas, He, N<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>, Ar



## ZPure™ Glass Polygas II Purifier & Indicator, 멀티 가스용 수분 지시관 Blue to Brown(Moisture)

Cat. No.	Model	용량	Trap 용량	Efficiency	Fitting	EA Price ₩
G11-220-923	202318-B	38 cc	H <sub>2</sub> O : 1.9 g HC : 1.8 g	H <sub>2</sub> O : < 20 ppb HC : < 5 ppb	1/8" Brass	334,700
G11-220-927	202319-B				1/4" Brass	334,700
G11-220-933	202318-SS				1/8" SS	389,000
G11-220-937	202319-SS				1/4" SS	389,000

- H<sub>2</sub>O, CO<sub>2</sub>, Halogenated Compounds, Siloxanes, Hydrocarbons heavier than Butane, Sulfur-containing Molecules, and Ammonia
- Inert Carrier Gas, He, N<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>, Ar, Air



다음 페이지에서 계속...