

High Pressure Gas Regulator 고압용 가스 레귤레이터

Cat. No.	Model	최대 사용 압력	Outlet	EA Price ₩
G07-160-751	JET-HCB-03	3 MPa	1/4" Rock Fitting	407,200
G07-160-754	JET-HCB-06	6 MPa		438,600
G07-160-757	JET-HCB-12	12 MPa		469,900

- 주문 시 사용 가스 확인 필요 (수소, 질소, 알곤, 헬륨, 이산화탄소, 에어 등)
- Max. Inlet Pressure : 15 MPa
- 재질 : 황동 Body, SUS304-황동 피스톤
- Inlet : W22
- 피스톤 구조로 높은 안전성
- TANAKA



Corrosion Resistant Regulator 내부식성 가스 레귤레이터

Cat. No.	Model	Type	Outlet	EA Price ₩
G07-160-770	SH1-B510	Single Stage	주문 시 문의	516,900
G07-160-780	SL1-B510	Line		438,600

- 고순도 가스, 분석용 특수 가스, 믹싱 가스, 부식성, 독성 가스 등에 사용할 수 있도록 제작
- 사용 가스 In-Out 연결부 확인 필수
- 재질 : 다이아프램 & Body SUS 316L
- Max. Inlet Pressure : 15 MPa
- Max. Outlet Pressure : 0.6 MPa
- 사용 유량 : Max. 220 L/min
- 사용 온도 : -5 ~ 40°C
- TANAKA



Air Regulator 에어 레귤레이터

Cat. No.	Model	규격	설정 압력	EA Price ₩
G07-160-752	PAR200	Without Filter	0.5 ~ 8.5 bar	35,700
G07-160-762	PFR200	With Filter (5 um)		53,100

- Outlet PT 1/4" Female, 압력계 접속 규격 PT 1/8" Female
- 최고 사용 압력 : 10 bar, 사용 온도 : 0 ~ 60°C
- 원터치 피팅은 별매
- LK Labkorea

