

XSR Small Precision Balances

XSR 정밀 저울

- SmartPan™ 은 공기흐름을 최소화 하여 빠르고 정확한 결과를 제공
- 방풍실드 불필요로 측정 절차 간소화
- ErgoStand™ 로 터치스크린을 눈높이에 맞출 수 있음
- StatusLight™ 로 계량 가능 여부 표시
- LabX 소프트웨어로 USB 또는 Ethernet을 통한 데이터 전송
- Monobloc™ Weighing Cell로 내구성 보장
- ProFACT : 온도 및 시간 프로그램 자동 조정
- 4.5인치 Color Touchscreen 은 잠금 착용 후에도 작동
- Weighing Methods 저장 가능
- 결과에 추가 메모 가능
- 다중 인터페이스 : 4 x USB, 1 LAN
- 프린터, PC, Barcode Readers, 풋스위치, 센서 등에 간단한 연결 가능
- Mettler-Toledo



Cat. No.	Model	Material number	최대용량	최소표시	반복성, 일반	유효 최소 무게 (USP)	Weighing pan	EA Price ₩
B03-162-441	XSR303SNV	30316501	310 g	1 mg	0.5 mg	1 g	127 x 127 mm	
B03-162-444	XSR303SV	30315758						
B03-162-447	XSR603SNV	30316545						
B03-162-450	XSR603SV	30316499	610 g	0.01 g	4 mg	8.2 g	172 x 205 mm	
B03-162-461	XSR1202SV	30317128	1210 g					
B03-162-464	XSR2002SV	30317409	2.1 kg					
B03-162-467	XSR4002SV	30317444	4.1 kg	0.1 g / 0.01 g	40 mg / 5 mg	10 g	172 x 205 mm	
B03-162-470	XSR6002SDRV	30317463	6.1 kg / 1.2 kg					
B03-162-473	XSR6002SV	30317455	6.1 kg					
B03-162-476	XSR10002SV	30317438	10.1 kg	0.01 g	4 mg	8.2 g	190 x 223 mm	
B03-162-481	XSR4001SV	30317502	4.1 kg					
B03-162-483	XSR6001SV	30317498	6.1 kg					0.1 g
B03-162-485	XSR8001SV	30317516	8.1 kg					
B03-162-487	XSR10001SV	30317488	10.1 kg					

Accessories for XSR Precision Balances

XSR 정밀 저울 악세서리

Cat. No.	Model	Description	EA Price ₩
B03-162-075	30300915	ErgoSens: 적외선 센서(USB connection)	1,876,000
B03-162-078	30312558	Footswitch (USB connection)	919,000
B03-162-090	30300920	Cable: L 4.5 m	281,000
B03-162-079	30300956	Adapter kit for XSR terminal	192,000
B03-162-625	30125077	ErgoStand S (30300956 필요)	619,000
B03-162-628	30125333	ErgoStand L (30300956 필요)	817,000
B03-162-631	11134470	W64 Draft shield (550 x 470 x 580 mm)	11,121,000

- Mettler-Toledo

