

Disposable Latex Glove, Microflex®
일회용 라텍스 글러브, Diamond Grip Plus

Cat. No.	Model	Size	PK Price ₩	CS Price ₩
G04-241-518	63-754XS	X-Small	100ea 14,000	10pk 140,000
G04-241-522	63-754S	Small	100ea 14,000	10pk 140,000
G04-241-528	63-754M	Medium	100ea 14,000	10pk 140,000
G04-241-534	63-754L	Large	100ea 14,000	10pk 140,000
G04-241-538	63-754XL	X-Large	100ea 14,000	10pk 140,000

- Powder Free 타입의 비분말 일회용 라텍스 장갑
- 어떤 모양의 손에도 착용이 용이하며 편안함
- 길이 : 245 mm, Thickness : 0.13 mm (Palm), 0.16 mm (Finger), 0.1 mm (손목)
- AQL : 1.5, 인장강도 : 22 Mpa, 신축성 : 700%
- 인증 : CE, PPED 89/686/EEC, EN374-1 (JKPT), EN374-5(VIRUS), EN420, ASTM D6319, FDA21 CFR, TGA
- Ansell / Microflex®



Disposable Nitrile Glove, Microflex®
일회용 니트릴 글러브, Supreno

Cat. No.	Model	Size	PK Price ₩	CS Price ₩
G04-241-598	93-743-XS	X-Small	100ea 19,000	10pk 190,000
G04-241-602	93-743-S	Small	100ea 19,000	10pk 190,000
G04-241-608	93-743-M	Medium	100ea 19,000	10pk 190,000
G04-241-614	93-743-L	Large	100ea 19,000	10pk 190,000
G04-241-618	93-743-XL	X-Large	100ea 19,000	10pk 190,000

- Powder Free 타입의 비분말 일회용 니트릴 장갑
- 내화학성 및 내구성이 뛰어난 고품질의 장갑
- 항접착성으로 장갑에 먼지 등 이물질이 부착되는 것을 감소시킴
- 길이 : 245 mm, Thickness : 0.11 mm (Palm), 0.18 mm (Finger), 0.09 mm (손목)
- AQL : 0.65, 인장강도 : 30 Mpa, 신축성 : 500%
- 인증 : CE, PPED 89/686/EEC, EN374-1 (JKPT), EN374-5(VIRUS), EN420, ASTM D6319, FDA21 CFR, TGA
- Ansell / Microflex®



Disposable Chemical Resistance Glove, Microflex®
일회용 내화학성 글러브, KOSHA 인증

Cat.No.	Model	Size	PK Price ₩	CS Price ₩
G04-241-783	93-260S	Small	50ea 20,000	10pk 200,000
G04-241-785	93-260M	Medium	50ea 20,000	10pk 200,000
G04-241-787	93-260L	Large	50ea 20,000	10pk 200,000
G04-241-789	93-260XL	X-Large	50ea 20,000	10pk 200,000

- 한국 산업 안전 보건공단 인증 제품
- Ambidextrous, Powder-Free, Textured Fingers, Heavy Weight
- 최상의 톱림, 마모, 절단 저항성 및 유기화학물에 대한 최고의 저항력
- 네오프렌 안감과 부드럽고 편안한 착용감 및 산과 염기에 대한 최고의 보호력
- 사용 시 안감층이 손을 건조하게 유지시켜주며, 탈착 용이
- 사용 산업 : 항공산업, 자동차산업, 화학분야, 전기분야, 생명공학, 일반 장비 및 가벼운 조립 작업, 금속 제작, 재활용
- 용도 : 물질의 혼합 및 조합, 항공산업의 장비 조작 및 보수, 페인트 분사 및 로봇 조작, 예상치 못한 화학 물질의 노출, 유지 보수 또는 청소, 조립 및 해체, 지속적인 화학 물질 취급, 실험실 및 제약에서의 샘플링, 흡수 용액, 입자 및 분석 실험
- European Directive 89/686/ECC
- KOSHA 인증 획득
- Ansell / Microflex®



Model	93-260	
재질	Nitrile + Neoprene & Easy Cleaning Layer	
Cuffs Style	Beaded	
색상	Exterior	Green
	Interior	Blue
Size	L300 mm	