

Disposable Latex Glove, DexPure® 일회용 라텍스 글러브, Powder Free

Cat. No.	Model	Size	PK Price ₩	CS Price ₩
G04-239-013	801-21-S	Small	100ea 13,000	10pk 130,000
G04-239-015	801-21-M	Medium	100ea 13,000	10pk 130,000
G04-239-017	801-21-L	Large	100ea 13,000	10pk 130,000
G04-239-019	801-21-XL	X-Large	100ea 13,000	10pk 130,000

- Powder Free, 베이지색 반투명 일회용 천연 고무 장갑
- 유럽 의료 일회용 장갑 기준 EN455-1&2 인증
- 유럽 화학적 위험 EN374-2003
- 유럽 식품 지침 n° 1934/2004
- 길이 : 250 mm, 두께 : 0.08 mm, AQL : 1.5
- Honeywell



Disposable Nitrile Glove, DexPure® 일회용 니트릴 글러브, Powder Free

Cat. No.	Model	Size	PK Price ₩	CS Price ₩
G04-239-003	800-81-S	Small	100ea 16,000	10 pk 160,000
G04-239-005	800-81-M	Medium	100ea 16,000	10 pk 160,000
G04-239-007	800-81-L	Large	100ea 16,000	10 pk 160,000
G04-239-009	800-81-XL	X-Large	100ea 16,000	10 pk 160,000

- Powder Free, 청색 반투명 일회용 니트릴 장갑
- 뛰어난 기계적 저항 및 기름진 제품 취급 시 뛰어난 내성을 가짐
- 유럽 의료 일회용 장갑 기준 EN455-1&2 인증
- 유럽 화학적 위험 EN374-2003
- 유럽 식품 지침 n° 1934/2004
- 길이 : 240 mm, 두께 : 0.1 mm, AQL : 1.5
- Honeywell



Poly-vinyl Glove 폴리 글러브

Cat. No.	Model	Size	PK Price ₩	CS Price ₩
G04-27-064	PG-001	Medium	200ea 2,500	10pk 23,800
G04-27-070	PG-002	Large	200ea 2,500	10pk 23,800

- 일회용 비닐 글러브로 실험실 및 가정에서 일반적으로 사용 가능
- LK Labkorea

