

Cryo Glove

액화 질소용 글러브 / 초저온용 글러브

- 사용 온도 조건 : -196°C까지 사용 가능
- -80°C 이하에서 발생할 수 있는 냉동 화상이나 동상을 방지
- 방수력이 탁월하며 기계 세탁이 가능한 제품으로 오랫동안 사용 가능
- 초저온 환경에서도 뛰어난 보온성과 유연성
- Porelle® Membrane
 - 착용중에도 손을 Dry하고 Comfortable 하게 유지
 - Micro-climate Inside
- CE Certification : 3rd Category
- KORA SRL / Cryo-Lite

Mid-Arm Type / 팔목형, Cryokit300 ①

| Cat. No. | Model | Size | Hand Size | EA Price ₩ |
|-------------|---------------|------|-----------|------------|
| C25-149-161 | Cryokit300-7 | XS | 160 mm | 186,700 |
| C25-149-163 | Cryokit300-8 | S | 171 mm | 186,700 |
| C25-149-165 | Cryokit300-9 | M | 182 mm | 186,700 |
| C25-149-167 | Cryokit300-10 | L | 192 mm | 186,700 |
| C25-149-169 | Cryokit300-11 | XL | 204 mm | 186,700 |

Elbow Type / 팔꿈치형, Cryokit400 ②

| Cat. No. | Model | Size | Hand Size | EA Price ₩ |
|-------------|---------------|------|-----------|------------|
| C25-149-001 | Cryokit400-7 | XS | 160 mm | 214,600 |
| C25-149-003 | Cryokit400-8 | S | 171 mm | 214,600 |
| C25-149-005 | Cryokit400-9 | M | 182 mm | 214,600 |
| C25-149-007 | Cryokit400-10 | L | 192 mm | 214,600 |
| C25-149-009 | Cryokit400-11 | XL | 204 mm | 214,600 |

Shoulder Type / 어깨형, Cryokit550 ③

| Cat. No. | Model | Size | Hand Size | EA Price ₩ |
|-------------|---------------|------|-----------|------------|
| C25-149-023 | Cryokit550-8 | S | 171 mm | 347,800 |
| C25-149-025 | Cryokit550-9 | M | 182 mm | 347,800 |
| C25-149-027 | Cryokit550-10 | L | 192 mm | 347,800 |
| C25-149-029 | Cryokit550-11 | XL | 204 mm | 347,800 |



Leather Cryo Glove, Cryo-HD

초저온용 / 액화 질소용 가죽 글러브, 중작업용

| Cat. No. | Model | Size | Hand Size | EA Price ₩ |
|-------------|-----------|------|-----------|------------|
| C25-149-197 | CryoHD-10 | L | 192 mm | 159,000 |
| C25-149-199 | CryoHD-11 | XL | 204 mm | 159,000 |

- Approx. Length : 38cm • 사용 온도 조건 : -196°C까지 사용 가능
- -80°C 이하에서 발생할 수 있는 냉동화상이나 동상을 방지
- 방수코팅 처리한 초저온용 가죽 글러브
- Heavy Duty Cryogenic Industrial Application 용
 - Liquid Nitrogen을 취급하는 중작업 현장에서 사용 가능
- Internal Insulation : Polyester Fleece & Porelle® Membrane
 - 착용중에도 손을 Dry하고 Comfortable 하게 유지
- CE Certification : 3rd Category
- KORA SRL / Cryo-Lite



Tripolymer Cleanroom Glove

내화학용 클린룸 글러브

| Cat. No. | Model | Size | PK Price ₩ | CS Price ₩ |
|------------|--------|--------|------------------|------------|
| G04-58-966 | 517318 | Small | 12ea 78,200 6pk | 446,900 |
| G04-58-969 | 517319 | Medium | 12ea 101,500 6pk | 609,000 |
| G04-58-972 | 517320 | Large | 12ea 96,000 6pk | 576,000 |

- 재질 : Nitrile + Neoprene + Natural Rubber • 길이 : 14" (300 mm)
- 내화학성이 뛰어나며, 잘 찢어지지 않음 • Embossing Grip형으로 미끄러짐 방지
- Acid Etching, Chemical Mixing, Equipment Handling 등
- 크린 포장 • MAPA

