

Nitrile Glove for Cleanroom, Microflex® 클린룸용 니트릴 글러브

Cat.No.	Model	Size	PK Price ₩		CS Price ₩	
G04-67-303	93-311-S	Small	100ea	29,800	10pk	286,100
G04-67-305	93-311-M	Medium	100ea	29,800	10pk	286,100
G04-67-307	93-311-L	Large	100ea	29,800	10pk	286,100

- Clean Class 100 환경에서 2중으로 포장 후 IPA-Resistant Ink 로 인쇄된 박스로 포장
- 우수한 전기적 특성으로 파티클과 정전기에 민감한 작업에 적합
- 인체 공학적 설계
- The 100% Nitrile Polymer 재질로 알러지가 없음
- Powder Free, Textured Fingertips, Rolled Beaded, White
- CE 인증 제품, AQL(EN374) : 2.5
- Size : L 305mm, T 0.12mm
- Ansell / Microflex®



Model	93-311
Crip Design	Textured Fingertips
재질	Nitrile
Cuff Style	Rolled Beaded
색상	White
AQL (EN374)	2.5
Size	L305 mm, T0.12 mm

Nitrile Glove for Cleanroom 클린룸용 니트릴 장갑

Cat.No.	Model	Size	Length	PK Price ₩	
G04-58-345	CG-S12N	Small	12" (300 mm)	100ea	32,900
G04-58-352	CG-M12N	Medium		100ea	32,900
G04-58-359	CG-L12N	Large		100ea	32,900

- 천연고무를 특수 합성한 니트릴을 소재로 라텍스 장갑의 단점을 보완
- 착용감이 우수하며 피부 알러지가 없으며 내구성이 뛰어나
- 파티클과 이온 성분이 없고 내약품성이 강해 클린룸에서의 작업시 적합
- Package : 비닐백에 2중 진공포장 되어 있음
- LK Labkorea



Latex Glove for Cleanroom 클린룸용 라텍스 글러브

Cat.No.	Model	Size	Length	PK Price ₩	
G04-58-324	CG-S12L	Small	12" (300 mm)	100ea	23,200
G04-58-331	CG-M12L	Medium		100ea	23,200
G04-58-338	CG-L12L	Large		100ea	23,200

- 100% 천연 고무를 원료로 한 대표적인 클린룸 전용 글러브
- 특수 가공 및 세척 과정을 통해 피부 알러지는 최소화
- 파우더를 제거하여 제품 보호 및 작업 능력 높임
- 천연 고무 특유의 뛰어난 밀착감으로 정밀 작업에 효과적이며, 잘 찢어지지 않음
- Package : 비닐백에 2중 진공 포장
- LK Labkorea



PVC Glove for Cleanroom 클린룸용 비닐 글러브

Cat. No.	Model	Size	길이	PK Price ₩	
G04-58-303	CG-S12V	Small	12" (300 mm)	100ea	12,500
G04-58-310	CG-M12V	Medium		100ea	12,500
G04-58-317	CG-L12V	Large		100ea	12,500

- 특수 가공을 통해 파우더를 제거한 Class 100 클린룸 전용 글러브
- 착용자로부터 발생하는 Particle 및 각종 오염 요소를 최대한 차폐
- 피부 자극이 없고 롤처리된 손목 부위가 있어 착용하기 편리
- Package : 비닐백에 2중 진공 포장
- LK Labkorea

