

Latex Glove Box Glove

라텍스 글러브 박스 글러브, 천연고무

- 재질 : 천연고무, 파우더형
- 약산, 약염기, 알코올 및 저온 환경에 사용 가능
- 경제적이고 유연하며 정밀한 작업이 가능함
- 약한 내화학성으로 석유, Solvent 환경에 부적합
- LK Labkorea

라텍스 글러브 박스 글러브

Cat. No.	Model	적용 구경	커프 내경	길이	EA Price ₩
G04-55-984	GB-LB02	Ø150 mm	Ø130 mm	640 mm	133,100
G04-55-987	GB-LB03			700 mm	90,700

- 두께 : GB-LB02는 0.4mm, GB-LB03은 0.6mm 임
- GB-LB02는 손바닥이 큰 대형임

경제형 라텍스 글러브 박스 글러브

Cat. No.	Model	적용 구경	커프 내경	길이	EA Price ₩
G04-55-991	GB-LE01	Ø150 mm	Ø130 mm	640 mm	65,300
G04-55-993	GB-LE02			700 mm	74,700
G04-55-995	GB-LE03	Ø200 mm	Ø175 mm	780 mm	115,800

- 두께 : 0.6mm

F-Teflon Glove for Glove Box

테프론 글러브 박스용 글러브

Cat. No.	Model	밴드 크기	길이	두께	EA Price ₩
G04-55-975	K82	Ø203 mm	800 mm	0.4 mm	432,800

- 초강산 등의 응제 취급 시 착용하는 내화학성 글러브
- 초청정 소재인 테프론을 주 원료로 뛰어난 내마모성 및 내열성 보장
- Universal



Glove Box Glove, Jugitec®

Jugitec 글러브 박스용 글러브

Bromobutyl-Rubber Glove Box Glove / Butyl Glove Box Glove 부틸 글러브 박스 글러브

Cat. No.	Model	Hand size	Portsizes	EA Price ₩
G04-508-099	11BL04 180	L (9~10)	7 (7.5" ~ 8.5")	503,600
G04-508-101	11BL04 230		9 (9.4" ~ 11")	503,600
G04-508-102	11BL04 250		10 (10.4" ~ 12")	524,600

- Thickness : 16mil (0.4mm), Length : 800mm
- 저온에서도 좋은 유연성과 그립감을 제공
- 케톤, 산, 에테르, 아미노기 화합물 에 사용 가능
- 오일, 솔벤트, 산화화학물질에 강함 • 탄화수소 및 방향족 솔벤트에 강함
- 증기, 기체 등에 높은 불침투성
- 우수한 내열성으로 약천후 조건에서도 사용 가능
- 108 Ω 이상의 우수한 전기저항으로 접지 시에도 정전기가 발생하지 않음

Hypalon(CSM) Glove Box Glove /

Chlorosulfonated Polyethylene

하이페론(CSM) 글러브 박스 글러브

Cat. No.	Model	Hand size	Portsizes	EA Price ₩
G04-508-149	12BL04 180	L (9~10)	7 (7.5" ~ 8.5")	549,200
G04-508-151	12BL04 230		9 (9.4" ~ 11")	549,200
G04-508-152	12BL04 250		10 (10.4" ~ 12")	574,500

- Thickness : 16mil (0.4mm), Length : 800mm
- 산화, 자외선, 열, 화학 약품에 강함 • 산화화학물질에 내화학성이 강함
- 산화 제품, 질산, 염산, 암모니아, 염기성 용액 및 알코올 작업에 적합
- 오존 환경에 사용 가능 • 증기, 기체 등에 높은 불침투성



다음 페이지에서 계속...