

Compact Glove Box, Gas Exchangeable 가스치환식 소형 글러브 박스

배송비 별도

Cat. No.	Model	Type	External Size (wxdxh)	EA Price ₩
G08-23-021	RAF-750	Front Door	750×450×600 mm	1,030,600
G08-23-024	AFGB-750	Cover Door		1,054,200

- High Quality Aluminum Frame, Acrylic Plate 5t
- 전면이 열리는 Front Door Type과 상/하부가 분리되는 Cover Door Type
- 습도, 산소의 영향을 최대한 억제할 수 있어 정밀한 샘플 취급에 용이
- 구성 : 라텍스 글러브 1Pair, 가스밸브 2개
- Port Size : 6 inch (Ø152.4mm)
- 규격 외 사양도 주문 가능

Optional Accessory

Cat. No.	Model	Description	EA Price ₩
D01-23-610	DC-DTH	Digital 온습도계	54,300
D01-23-720	DC-GIOV	Gas In/out Valve, Ø6 mm 원터치	18,100
D01-23-780	DC-GFM	Flowmeter with bracket	143,200



Front Door



Cover Door



DC-DTH

DC-GIOV

DC-GFM

All Frame Glove Box 알루미늄 프레임 글러브 박스


배송비 별도

Cat. No.	Model	Type	Box Size	EA Price ₩
G08-23-014	AFG-800F	Hepa Filter Box	w800 x d500 x h500mm	1,973,500
G08-23-017	AFG-800	Pass Box (Non-vacuum)		1,852,900

- High Quality Aluminum Frame, Acrylic Plate 5t (AFG-800P 는 Acrylic 10t)
- Vacuum Pass Box의 설치 여부와 Hapa Filter Box의 장착여부에 따라 모델 분류
- 습도, 산소의 영향을 최대한 억제할 수 있어 정밀한 샘플 취급에 용이
- Gas Exchangeable Main Body
 - External Size : w800 x d500 x h500mm (without Pass Box or Hepa Filter Unit)
- Vacuum Pass Box : w200 x d200 x h250mm
 - 강화 Acrylic 15t, Max. 133 Pa (1 Torr)
 - Vacuum Gauge 1개, Vacuum Valve 2개 장착
- 구성 : 라텍스 글러브 1Pair, 가스밸브 2개
- Port Size : 6 inch (Ø152.4mm)
- 규격 외 사양도 주문 가능
- LK Labkorea

Optional Accessory

Cat. No.	Model	Description	EA Price ₩
D01-23-610	DC-DTH	Digital 온습도계	54,300
D01-23-720	DC-GIOV	Gas In/out Valve, Ø6 mm 원터치	18,100
D01-23-780	DC-GFM	Flowmeter with bracket	143,200



AFG-800F



AFG-800



DC-DTH

DC-GIOV

DC-GFM