

Glove Box 글러브 박스

배송비 별도

Cat. No.	Model	External Size	EA Price ₩
G08-153-101	LGBH801	w1050×d550×h500 mm	3,433,800

- 재질 : PMMA
- Evacuating Range : (Body) 200 Torr, (Pass Box) 1 Torr
- 작업중 Pass Box를 통한 입, 출입 가능
- Pass Box Size : (External) w200×d200×h250 mm
- Latex Glove, Vacuum Gauge 포함
- 가스 치환용 Valve Cock 2개 부착
- Port Size : 6 inch (Ø152.4mm)
- 요청에 의해 규격 외 사이즈 공급 가능
- LK Labkorea




Vacuum Glove Box 진공 글러브 박스

배송비 별도

Cat. No.	Model	External Size	EA Price ₩
G08-153-300	LGBV1100	w1120×d600×h600 mm	9,990,000

- 재질 : PMMA
- Vacuum Pressure : up to 1 Torr
- Door Size : w500×h500 mm (Left Side)
- Pass Box External Size : w260×d240×h240 mm
- Vacuum Gauge, Latex Glove 포함
- 가스 치환용 Valve Cock 2개 부착
- Port Size : 6 inch (Ø152.4mm)
- LK Labkorea



Mobile Glove Box 이동식 글러브 박스

Cat. No.	Model	Type	무게	EA Price ₩
G04-143-201	3427001	가스치환식	1.7 Kg	781,700

- Size : (하부) w700×d700 mm, (상부) w700×d450 mm, 높이 450 mm
- 모빌 타입으로 필요한 장소에 설치하여 사용
- 일회용 글러브 쉽게 탈부착이 가능
- 내부로 장비를 쉽게 입출이 가능하도록 전면 커버를 완전히 열 수 있음
- Universal



Spare Disposable Glove

Cat. No.	Model	Description	EA Price ₩
G04-143-203	3426810	Disposable Glove Box Glove	86,100

PVC Glove Box with Exhaust Line 배기형 내산용 글러브 박스

배송비 별도

Cat. No.	Model	External Size	EA Price ₩
G08-293-001	PVC1200	w1200×d500×h600 mm	7,859,000
G08-293-004	PVC0900	w900×d500×h600 mm	6,747,000
G08-293-007	PVC0700	w700×d500×h600 mm	6,265,100

- 재질 : PVC (내산용)
- Pass Box Size : w200×d200×h200 mm
- 작업 중 Pass Box를 통한 입, 출입 가능
- 가스 치환용 Valve
- Duct Size : Ø200×h100 mm
- Glove Box Glove는 Option
- Pass Box 진공 가능 (Option에 따라 가스치환식 가능)
- 요청에 의해 규격 외 사이즈 공급 가능
- LK Labkorea

