

Compact Glove Box 소형 글러브 박스

배송비 별도

Cat. No.	Model	Size	EA Price ₩
G04-566-101	815-PGB	w1245×d740×h558 mm	14,486,100

- 가볍고 컴팩트한 크기로 실험실 내 이동 용이
- 새로운 Gel Sealant System 적용
 - Gel에 생물학적 이물질 발생 제거
 - 완벽한 Sealing으로 Glove box 내 유해가스 완벽 차단
 - 오염 가능성이 많은 Silicone이 포함되어 있지 않음
 - 높은 표면 접착성을 가지고 있으며 형태가 변형 되어도 자연 회복력이 강함
- 상부 구조와 하부 구조가 각각 일체형 성형으로 파손 위험 감소
- 사용이 간편한 문 (Ø305 mm)
- 모든 스테인레스 클램프는 조정 가능하며 안전 잠금 가능
- 내부 습도 게이지 장착
- Transfer 챔버 (id245×L254 mm)에 압력 게이지 장착
- 새로운 Gel Sealant System (내부 밀폐 증대)
- 4개의 Key Cock Valve
- 175 mm 글러브 포트 및 라텍스 글러브 사용
Neoprene or Hypalon 글러브 사용 가능 (Optional)
- Pressure Limitation : 2.0" WC (51 mm), 0.5 kPa, 5.0 mbar, 0.077 psi
- PLAS LABS

Cat. No.	G04-566-101		
Model	815-PGB		
Size	Internal	w800×d650×h545 mm	
	External	w1245×d740×h558 mm (Transfer Chamber 포함)	
Approx. Volume	269 L		
Approx. Weight	35 kg		



CE

Basic Glove Box 기본형 글러브 박스

배송비 별도

Cat. No.	Model	Description	EA Price ₩
G04-566-111	818-GB	1 ~ 2인용	17,485,100
G04-566-121	818-GBB	1 ~ 4인용	20,286,100

- 가장 일반적으로 사용되는 실험실용 Glove Box
- 1 ~ 2 인용 (818-GB) 및 1 ~ 4 인용 (818-GBB) 2가지 타입으로 용도에 따라 선택 가능
- 투명한 상부 구조와 백색의 열경화성 하부 구조가 각각 일체형 성형으로 파손 위험 감소
- 전면 경사부에 눈부심 방지 기술을 적용하여 눈부심 최소화
- 클램프의 마모를 최소화하기 위해 클램프 조정 가능
- 액체 샘플을 위한 Transfer 챔버 내부의 수평 트레이
- Transfer 챔버 (id280×L305 mm)에 압력 게이지 장착
- 4개의 Key Cock Valve
- 백색의 Hypalon 글러브 사용
- UL, CSA, & CE approved
- PLAS LABS

Cat. No.	G04-566-111		G04-566-121
Model	818-GB		818-GBB
Size	Internal	w1040×d710×h660 mm	w1520×d960×h790 mm
	External	w1400×d890×h685 mm	w1930×d1190×h812 mm
Approx. Volume	489 L		1157 L
Approx. Weight	113 kg		135 kg
Port	2ea		4ea



818-GB

CE



818-GBB

CE