

Anti-Static Gun, Zerostat 3 정전기 방지 총

Cat. No.	Model	Description	EA Price ₩
G09-191-100	Zerostat3	Anti-Static Gun	120,000

- 정전기 방지용 장치 (for Dust Sensitive Devices)
- 저울로 시료를 잴 때 파티클의 날림을 막아줌
- 필름, 유리, 플라스틱 제품의 표면에 먼지나 보풀이 묻지 않게 해줌
- Power Supply나 Battery 등이 필요하지 않음
- 약 1500번 방아쇠를 사용할 수 있음 (No Batteries)
- Two Powerful Piezoelectric Crystals
- Milty



Zerostat 3

N₂ and Air Gun with Filter 필터식 질소건 / 에어건

- Universal

N₂ and Air Gun Set

Cat. No.	Model	최대유압	유량 조절 (5 kgf/cm ² 시)	EA Price ₩
G09-232-210	CANG-30S	14 kgf/cm ²	40 ~ 290 L/min	188,700

- 재질 : All Plastic (PP & Fluoric Rubber o-ring)
- 압축 공기나 N₂ 블로우용
- 다이알식 유량 조절 기능 (40 ~ 290 L/min, 5 kgf/cm²시)
- 플라스틱 재질로 가벼워 사용이 편리
- 0.01 um 필터와 같이 크린룸에서 사용 가능
- 구성 : Air Gun (1ea), 0.01 um Filter (2ea), 연결호스는 별도



CANG-30S

N₂ and Air Gun Only ①

Cat. No.	Model	Description	EA Price ₩
G09-232-215	PAG-30H	Air and N ₂ Gun Only	67,500

Micro Hollow Fiber Filter / 0.01um 에어건 필터 ②

Cat. No.	Model	사용 압력	용량	Pore	EA Price ₩
G09-232-521	24-0886	14 kgf/cm ²	80 cm ²	0.01 um	56,500

- 공기나 질소 Blow시 수분, 오일 및 0.01 um의 Particle 제거용
- 사용온도 : 0 ~ 50°C, Å zmr1 : 80cm²



PAG-30H



24-0886

PV 연결호스 + Plastic 커플러 ③

Cat. No.	Model	Description	EA Price ₩
G09-232-638	PAG-H050	5 m Hose + Coupler	28,400
G09-232-645	PAG-H075	7.5 m Hose + Coupler	31,600
G09-232-652	PAG-H100	10 m Hose + Coupler	35,900



PT 나사 연결식 커플러 ④

Cat. No.	Model	Description	EA Price ₩
G09-232-711	PAG-PT14	PT 1/4" Male	9,900
G09-232-720	PAG-PT12	PT 1/2" Male	10,900
G09-232-729	PAG-PT38	PT 3/8" Male	10,900

- 재질 : PPE + PA
- 최대 유압 : 14 kgf/cm², 상용 유압 10 kgf/cm²

기타 Accessory

Cat. No.	Model	Description	EA Price ₩
G09-232-852	PAG-NB15	150 mm 에어건 노즐, PP ⑤	1,000
G09-232-860	PAG-NB23	230 mm 에어건 노즐, PP ⑥	1,300
G09-232-868	PAG-B20	OD 20mm Brush	1,100

