

Digital Thermomix, Shaking Heating Block 디지털 믹서형 히팅 블럭

Cat. No.	Model	온도 범위	속도 범위	EA Price ₩
H04-238-201	HCM100-Pro	-15°C ~ 100°C	200 ~ 1500 rpm	2,106,400
H04-238-205	HM100-Pro	RT ~ 100°C		1,665,200

- Shaking과 동시에 온도 조절 기능이 가능한 Drybath
- HCM100-Pro : Mixing with Heating & Cooling
- HM100-Pro : Mixing with Heating
- 프로그램 수정 & 저장 기능 내장
- Magnetic Adhesion 방식의 간단한 블럭 교체 방식
- 1.5 ml Tube Heating Block 기본 제공
- 다양한 Heating Block 장착 가능 (별도 구매)
- DLAB



HCM100-Pro / HM100-Pro

CE

Cooling & Heating Block Drybath with Cooling / 디지털 쿨링 & 히팅 블럭

Cat. No.	Model	온도 범위	Type	EA Price ₩
H04-238-209	HC110-Pro	-25°C ~ 110°C	Heating & Cooling	1,665,200

- Heating 및 Cooling 기능을 모두 가진 Drybath
- Magnetic Adhesion 방식의 간단한 블럭 교체 방식
- 프로그램 수정 & 저장 기능 내장
- 2ml Tube Heating Block 기본 제공
- 다양한 Heating Block 장착 가능 (별도 구매)
- DLAB



HC110-Pro

CE

Specifications for HCM100-Pro / HM100-Pro / HC110-Pro

Type		Shaking Heating Block		Cooling & Heating Block
Cat. No.		H04-238-201	H04-238-205	H04-238-209
Model		HCM100-Pro	HM100-Pro	HC110-Pro
Type		Heating, Cooling & Mixing	Heating & Mixing	Heating & Cooling
Temperature	Range	-15°C ~ 100°C	RT ~ 100°C	-25°C ~ 110°C
	Accuracy / Uniformity	±0.5 °C (at 20 ~ 45°C) / ±0.5 °C (at 20 ~ 45°C)		
Max. Heating Rate		5.5°C/min		
Max. Cooling Rate		2.5°C/min (100°C ~ Room Temp.) 0.5°C/min (Below Room Temp.)	-	2.5°C/min (110°C ~ Room Temp.) 0.5°C/min (Below Room Temp.)
Speed Range / Mixing Orbit.		200 ~ 1500 rpm / 3mm		
Over Heat Protection		150°C		
Screen		TFE LCD Display		
Program		9 Program Stages		
Dimension (without Heating Block)		w200×d235×h120 mm (without Heating Block)		
Voltage, Frequency		220 ~ 240V, 50/60Hz		
Power		200 W		

Optional Heating Block, Aluminum, Black / 공통 악세서리

Cat. No.	Model	사용 Tube	홀 수	홀 Size	EA Price ₩
H04-238-300	18900401	0.5 ml	24	8.1×26 mm	244,100
H04-238-305	18900402	1.5 ml		10.9×30.8 mm	244,100
H04-238-310	18900403	2.0 ml		10.6×30.8 mm	244,100
H04-238-315	18900404	5.0 ml	8	13.6×42 mm	276,500
H04-238-320	18900406	15.0 ml		16.5×80 mm	488,000
H04-238-325	18900407	50.0 ml	4	29.6×80 mm	406,600
H04-238-330	18900420	0.2 ml×8 PCR strips or 0.2 ml×96 PCR microplate			244,100
H04-238-335	18900423	ELISA Microplate			244,100



Thermo Shaker는 668 Page 참조