

Heating Mantle without Controller

히팅 맨틀, 조절기 없음

- Heating Element는 Glass Fiber로 편직되어 열전달 가열성이 뛰어나
- Ceramic Fiber Insulation 채택으로 사용자 안전을 위한 외부 표면 단열
- Max. Temp. : up to 450°C
- 외부 조절기와 같이 사용하여야 함 (별도 구매, 598 page 참조)
- 220 V (요청에 의해 110 V용 공급 가능), 50/60 Hz
- Mi-sung

Flask 용

Cat. No.	Model	용량	Watt	EA Price ₩
H04-03-007	MS-C050	50 ml	60 W	77,000
H04-03-014	MS-C401	100 ml	80 W	77,000
H04-03-021	MS-C402	250 ml	150 W	84,000
H04-03-028	MS-C403	500 ml	260 W	95,000
H04-03-035	MS-C404	1 L	380 W	107,000
H04-03-042	MS-C405	2 L	500 W	129,000
H04-03-049	MS-C406	3 L	600 W	142,000
H04-03-056	MS-C407	5 L	800 W	202,000
H04-03-063	MS-C408	10 L	1.3 Kw	403,000
H04-03-070	MS-C409	20 L	2.0 Kw	689,000

Beaker 용

Cat. No.	Model	용량	Watt	EA Price ₩
H04-03-084	MS-CB401	100 ml	80 W	82,000
H04-03-091	MS-CB402	250 ml	150 W	88,000
H04-03-098	MS-CB403	500 ml	260 W	98,000
H04-03-105	MS-CB404	1 L	380 W	113,000
H04-03-112	MS-CB405	2L	500 W	136,000
H04-03-119	MS-CB406	3 L	600 W	151,000
H04-03-126	MS-CB407	5 L	800 W	204,000
H04-03-133	MS-CB408	10 L	1.3 Kw	407,000
H04-03-140	MS-CB409	20 L	2.0 Kw	713,000



Flexible Heating Mantle without Controller

유연성 히팅 맨틀, 조절기 없음

- Heating Element는 Glass Fiber로 편직되어 열전달 가열성이 뛰어나
- Ceramic Fiber Insulation 채택으로 사용자 안전을 위한 외부 표면 단열
- Max. Temp. : up to 450°C
- 외부 조절기와 같이 사용하여야 함 (별도 구매, 598 page 참조)
- 220 V (요청에 의해 110 V용 공급 가능), 50/60 Hz
- Mi-sung

Flask 용

Cat. No.	Model	용량	Watt	EA Price ₩
H04-03-829	MS-A201	100 ml	80 W	67,000
H04-03-833	MS-A202	250 ml	150 W	75,000
H04-03-837	MS-A203	500 ml	260 W	85,000
H04-03-841	MS-A204	1 L	380 W	90,000
H04-03-845	MS-A205	2 L	500 W	111,000
H04-03-851	MS-A206	3 L	600 W	125,000
H04-03-857	MS-A207	5 L	800 W	150,000

Beaker 용

Cat. No.	Model	용량	Watt	EA Price ₩
H04-03-658	MS-AB201	100 ml	80 W	73,000
H04-03-662	MS-AB202	250 ml	150 W	81,000
H04-03-666	MS-AB203	500 ml	260 W	93,000
H04-03-670	MS-AB204	1 L	380 W	98,000
H04-03-674	MS-AB205	2 L	500 W	121,000
H04-03-678	MS-AB206	3 L	600 W	137,000
H04-03-682	MS-AB207	5 L	800 W	164,000

