

Extraction Multi Heating Mantle, Analog 멀티 히팅 맨틀, 3구 or 6구, Flask, EAM

- 각기 독립적인 Analog 온도 조절기
- Heating Element는 Glass Fiber로 편직되어 열전달 가열성이 뛰어나
- Ceramic Fiber Insulation 채택으로 사용자 안전을 위한 외부 표면 단열 실현
- Max. Temp. : up to 450°C
- Ø12.7 mm Support Rod 기본 포함
- 220 V (요청에 의해 110 V용 공급 가능), 50/60 Hz
- Mi-sung

3구 Analog Multi Heating Mantle

Cat. No.	Model	용량	Watts	EA Price ₩
H04-03-487	MS-EAM9201-03	100 ml	80 W×3ea	360,000
H04-03-494	MS-EAM9202-03	250 ml	150 W×3ea	424,000
H04-03-501	MS-EAM9203-03	500 ml	260 W×3ea	424,000
H04-03-508	MS-EAM9204-03	1 L	380 W×3ea	515,000

6구 Analog Multi Heating Mantle

Cat. No.	Model	용량	Watts	EA Price ₩
H04-03-515	MS-EAM9201-06	100 ml	80 W×6ea	438,000
H04-03-522	MS-EAM9202-06	250 ml	150 W×6ea	528,000
H04-03-529	MS-EAM9203-06	500 ml	260 W×6ea	598,000
H04-03-536	MS-EAM9204-06	1 L	380 W×6ea	669,000



Extraction Multi Heating Mantle, Digital 멀티 히팅 맨틀, 3구 or 6구, Flask, EAMD

- 각기 독립적인 Digital PID Control 방식의 온도 조절기
- Heating Element는 Glass Fiber로 편직되어 열전달 가열성이 뛰어나
- Ceramic Fiber Insulation 채택으로 사용자 안전을 위한 외부표면 단열 실현
- Max. Temp. : up to 450°C
- Timer : 99 hr 59 min
- Ø12.7 mm Support Rod 기본 포함
- 220 V (요청에 의해 110 V용 공급 가능), 50/60 Hz
- Mi-sung

3구 Digital Multi Heating Mantle

Cat. No.	Model	용량	Watts	EA Price ₩
H04-03-550	MS-EAMD9401-03	100 ml	80 W×3ea	811,000
H04-03-554	MS-EAMD9402-03	250 ml	150 W×3ea	811,000
H04-03-558	MS-EAMD9403-03	500 ml	260 W×3ea	845,000
H04-03-562	MS-EAMD9404-03	1 L	380 W×3ea	881,000

6구 Digital Multi Heating Mantle

Cat. No.	Model	용량	Watts	EA Price ₩
H04-03-564	MS-EAMD9401-06	100 ml	80 W×6ea	1,473,000
H04-03-568	MS-EAMD9402-06	250 ml	150 W×6ea	1,473,000
H04-03-572	MS-EAMD9403-06	500 ml	260 W×6ea	1,545,000
H04-03-576	MS-EAMD9404-06	1 L	380 W×6ea	1,637,000



Extraction Water Bath는 76 Page 참조

