


## Digital Temperature Controller 정밀형 온도조절기

Cat. No.	Model	센서 Type	최대 조절 온도	EA Price ₩
H04-03-770	HTC210K	K-type(C.A)	1370°C (999.9°C)	588,100
H04-03-780	HTC210Pt	Pt 100Ω	650.0°C	573,800

- PID 타입의 소형, 정밀 온도조절기 (모든 Heater에 연결 가능)
- 출력 : 0 ~ 220Vac, Max. 15A
- 전면의 볼륨을 조절하여 출력량을 0 ~ 100%로 조절 가능
- Autotuning 기능, 온도 Calibration 기능
- HTC210K(K-type) 센서 연결 오메가잭 사용 가능
- Size : w210 x d250 x h80 mm
- 220 V (요청에 의해 110 V용 공급 가능)
- LK Labkorea



## Programmable Temperature Controller 프로그램식 온도조절기

Cat. No.	Model	센서 Type	Heater 용량	EA Price ₩
H04-03-790	HTC510	K-type & PT-type	4 Kw	1,363,000

- 온도 프로그램 그래프 표현
- 19종류 입력센서 사용 가능 (Pt100, K-type 등)
- 30 패턴 300 세그먼트 프로그램 가능
- 0 ~ 100% 사용자 출력 조절, 정밀 제어 가능
- 가열 냉각 제어, 오버슛을 억제하여 정밀 제어 가능
- Alarm 단자 1점 사용 가능
- 기본 포함 센서 : Pt-type, Ø6×L200 mm
- LK Labkorea



## Analog Temperature Controller 온도조절기

Cat. No.	Model	Volts	EA Price ₩
H04-03-750	MS-ER100	220V AC 1200W	68,000
H04-03-760	MS-INF100	220V AC 2400W	68,000

- Electronic Energy Regulator Control
- Control Type : On / Off (바이메탈)
- 시간 비례에 의한 "On / Off" 자동 제어
- Heating Mantle, Tape, Cord 등 다양한 가열형 기기에 연결하여 사용됨
- Mi-sung



## K-Type Thermocouple Probe K타입 온도 센서

Cat. No.	Model	Size	Ferrule	Cable	EA Price ₩
T22-450-101	600.106.1	Ø6×L100 mm	35 mm	1 m	100,500
T22-450-105	600.206.1	Ø6×L200 mm	40 mm		109,300
T22-450-109	600.101.1	Ø7×L100 mm	35 mm		107,000
T22-450-113	600.201.1	Ø7×L200 mm	40 mm		116,000
T22-450-117	600.307.1	Ø7×L300 mm			118,200
T22-450-121	600.208.1	Ø8×L200 mm	45 mm		111,700
T22-450-125	600.301.1	Ø8×L300 mm			125,800
T22-450-129	600.401.1	Ø8×L400 mm	50 mm		134,100
T22-450-133	600.501.1	Ø9×L500 mm	60 mm		153,300
T22-450-137	600.601.1	Ø9×L600 mm			168,300
T22-450-141	600.701.1	Ø9×L700 mm	45 mm		194,900
T22-450-145	600.901.1	Ø9×L900 mm			198,800

- 재질 : PTFE, -180 ~ 280°C 내열
- Connection : K-type Omega Jack (Mini Plug) & Cable
- Cowie

