

Aluminum Pan- Dish 알루미늄 팬 - 디쉬

Cat. No.	Model	용량	Size	PK Price ₩
B17-218-113	AP-M102	60 ml	Ø102×h8 mm	100ea 29,200
B17-218-118	AP-M127	50 ml	Ø127×h5 mm	100ea 35,800

- 수분 측정용으로 이상적임
- Sample Dish로도 사용가능
- Mettler, Sartorius, Denver 등 거의 모든 수분측정기에 사용가능
- 액체, 분말, 고체 등 모든 시료에 사용가능
- LabPlasti®



Aluminum Dish with Smooth Wall 매끄러운 알루미늄 디쉬

Cat. No.	Model	용량	Size	PK Price ₩
B17-218-075	AD-ME75	70 ml	Ø72×h18 mm	100ea 29,600
B17-218-079	AD-ME155	150 ml	Ø100×h20 mm	100ea 50,100

- Heavy Wall 타입으로 매끄러운 벽면을 가짐
- 손잡이가 없으며, Weighing이나 Drying용
- LabPlasti®



Aluminum Pan 알루미늄 팬, SMARTPANS™

Cat. No.	Model	Thickness	Size	EA Price ₩
B17-166-100	41568-020	0.038 mm	Ø25×h3.6 mm	92,400

- 대부분의 분석기 및 Microbalance와 호환 가능
- Organic, Micro elementary, Thermal analysis and Pharmaceutical application에 적합함
- Ultra High Vacuum (UVH) Foil
 - "A" wettable and completely free from oils
- ASTM B-479, 3.1.4 and 10.3.1 규격에 맞음
- LevGO



Macro Aluminum Dish with Handle 소량 알루미늄 디쉬


- 손잡이부를 가지고 있어 취급이 편리함
- 소량의 Sample 무게 측정용
- LabPlasti®

Round Type

Cat. No.	Model	용량	Bottom id	Top od	높이	PK Price ₩
B17-218-040	AD-ME13	0.35 ml	Ø12 mm	Ø13 mm	3.5 mm	100ea 70,000
B17-218-050	AD-ME20	2.5 ml	Ø20 mm	Ø22 mm	8 mm	50ea 32,700

Rectangle & U-round Type

Cat. No.	Model	용량	Size (w×d×h)	PK Price ₩
B17-218-043	AD-ME24	1.12 ml	25×7×7 mm	100ea 73,100
B17-218-046	AD-ME27	10 ml	65×18×9 mm	100ea 76,300



Micro Aluminum Dish 미량용 알루미늄 디쉬

Cat. No.	Model	Size	무게	PK Price ₩
B17-55-222	AD-M011	Ø11×h6 mm	0.15 g	100ea 23,500
B17-55-229	AD-M020	Ø20×h8 mm	0.45 g	100ea 17,300

- 표면처리가 된 소용량의 평량용
- LK Labkorea

