

## Micro-Hematocrit Capillary Tube, Kimble® 마이크로 헤마토크리트 모세관

Cat. No.	Model	Type	색상	PK Price ₩
H05-137-109	41B2501	Heparinized	Red	200ea 16,400
H05-137-113	41A2502	Non-Heparinized	Blue	200ea 18,900

- 재질 : 90 Expansion Soda Lime Glass
- Size : id1.1 × h75 mm
- 혈액 내 적혈 양 측정에 사용됨
- 혈액응고 방지
- 청결을 위해 Plastic Vial 안에 포장되어 있음
- DWK Lifescience / Kimble®



## Hematocrit Sealing Wax / Compound 헤마토 크리트 씰링 왁스

Cat. No.	Model	Description	PK Price ₩
H05-20-126	749510	24개 튜브용	10ea 74,300

- Non-drying Cement
- Micro-hematocrit Capillary Tube의 Quick Sealing용
- Brand GmBH



## Tube Sealing Compound, Kimble® 튜브 씰링 왁스

Cat. No.	Model	Description	PK Price ₩	CS Price ₩
H05-137-131	43510	24개 Tube용	10ea 75,800	10pk 707,600


- 무독성이며 굳지 않음
- 원심분리 동안 튜브를 고정시켜줌
- Hamatocrit Capillary Blood Collection Tube의 Sealing용
- DWK Lifescience / Kimble®



## Hematocrit Tube / ESR Tube acc. to Wintrobe 헤마토 크리트 튜브

Cat. No.	Model	Size	Double Scale	PK Price ₩
H05-92-098	3231000	L105 mm	1 mm, Red / White	20ea 84,000

- Wenk Labtec



## Wintrobe ESR Tube, Kimble® 윈트로베 ESR 튜브

Cat. No.	Model	Type	색상	PK Price ₩
H05-137-141	64FR828B-B	Round Bottom	Blue	200ea 180,100
H05-137-145	64FR828B		Yellow	200ea 174,200
H05-137-149	66F828SO	Self-Zeroing	Yellow	100ea 80,200

- 재질 : 90 Expansion Soda Lime Glass
- Size : (Round Bottom) id3 × h115 mm (Self-Zeroing) id3 × h150 mm
- 적혈구 침강 속도 (ESR) 측정에 사용되는 Tube • DWK Lifescience / Kimble®



## Sedimentation Tube Rack, Kimble® ESR 튜브 랙

Cat. No.	Model	Slot 수	EA Price ₩
H05-137-151	2212N	6 Slot	531,700
H05-137-155	2215N	10 Slot	671,200

- Westergren 이나 Wintrobe ESR Tube용
- Level Bubble (수평계)와 조절 가능한 Screw 장착
- Rack이 Tube를 꼭 잡아주어 정확한 Reading 가능
- DWK Lifescience / Kimble®



2212N

- Slide Glass는 701 ~ 703 Page 참조
- Capillary Tube는 1126 Page 참조
- Plate는 797 ~ 806 Page 참조

