

IKA Homogenizer, ULTRA-TURRAX® 중형 균질기, T18 digital & T25 digital

Cat. No.	Model	Type	사용 가능 용량	EA Price ₩
H01-05-210	3720000	T18 digital	1 ~ 1500 ml	1,850,000
H01-05-215	3725000	T25 digital	1 ~ 2000 ml	2,420,000
H01-05-145	3725000P	T25 package		4,207,600

- 본체만의 가격이며, Tool 및 기타 Accessories는 별도
- T25 Package : T25 digital, S25N-25G, R182, RH3, R1822
- Motor Protection 기능 : 모터 과부하 방지
- Quick-Connect Coupling 채용으로 Tool 교체에 용이
- Rotating Knob을 통한 속도 조절
- 다양한 범위의 Dispersing Tool 제공
- 속도표시 : LED Digital Display
- 230V, 50/60 Hz
- IKA

Type	T18 Digital	T25 Digital
Motor Rating in/out	500W / 300W	800W / 500W
Volume Range	1 ~ 1500 ml (H ₂ O)	1 ~ 2000 ml (H ₂ O)
Max. Viscosity	5000 mPas	
Speed Range	3000 ~ 25000 rpm	
Speed 조절	Stepless	
Speed Display	Digital	
Extension Arm	OD13×L160 mm	
Size	w87×d106×h271 mm	



Optional Clamp for T18 & T25

Cat. No.	Model	Type	Stand Rod	Extension Arm	EA Price ₩
H01-05-925	3008600	RH3	Strap	봉 Ø8 ~ 16 mm, Ø40 ~ 300 mm용	240,000
H01-05-930	3159000	RH5	Clamp	봉 Ø25 ~ 36 mm, Ø40 ~ 300 mm용	470,000
H01-05-940	2657700	R182	Ø6 ~ 16 mm	Ø6 ~ 16 mm	110,000

Optional Stand for T18 & T25

Cat. No.	Model	Type	Rod Size	Plate Size	Height	EA Price ₩
H01-05-968	1163100S	R1822	Ø16 mm	w200×d315 mm	800 mm	98,700
H01-05-970	3160100	R1826	Ø16 mm	w200×d316 mm	800 mm	400,000

Tool/Dispersing Element for T18



적용 Model	T18 digital			
Cat. No.	H01-05-532	H01-05-538	H01-05-841	H01-05-853
Model	L004639	L004640	3452400	3452300
Type	S18N-10G	S18N-19G	S18D-10G-KS	S18D-14G-KS
Working Range	1 ~ 100 ml	10 ~ 1500 ml	10 ~ 100 ml	10 ~ 500 ml
Stator Diameter	10 mm	19 mm	10 mm	14 mm
Rotor Diameter	7.5 mm	12.7 mm	6.75 mm	9.5 mm
Immersion min/max	25 / 70 mm	35 / 170 mm	15 / 85 mm	
Shaft length	108 mm	204 mm	150 mm	
Ultimate Suspension	10 - 50 um		N/A	
Ultimate Emulsion	1 - 10 um		N/A	
Max. temperature	180°C		100°C, Autoclavable	
재질	PTFE, AISI 316L		Polycarbonate (PC) & Polyetheretherketon (PEEK)	
EA Price ₩	1,419,000	1,727,000	PK Price ₩ 12ea 690,000	PK Price ₩ 12ea 690,000

IKA Homogenizer, ULTRA-TURRAX® 계속...