

IKA Homogenizer for Large Volume 대용량 균질기, T65

Cat. No.	Model	Type	Speed	EA Price ₩
H01-05-225	4023500	T65 basic	7,200 rpm (fixed)	7,870,000
H01-05-230	4234500	T65 digital	1,000 ~ 9,500 rpm	17,200,000
H01-05-161	9023500	T65 digital package		29,263,600
H01-05-163	4234501	T65 digital ULTRA-TURRAX®		17,200,000
H01-05-164	4234501P	T65 digital ULTRA-TURRAX® Package		29,263,600

- 본체만의 가격이며, Tool 및 기타 Accessory는 별도
- T65 digital Package 구성 : T65 digital, S65KG-HH-G65G, T653
- T65 digital ULTRA-TURRAX® Package 구성 : T65 digital ULTRA-TURRAX®, S65KG-HH-G65G, T653
- Motor Protection 기능 : 모터 과부하 방지
- Quick-Connect Coupling 채용으로 Tool 교체에 용이
- T65 basic 모델은 작동 / 정지 버튼으로만 구성(속도 고정)
- T65 digital 모델은 Rotating Knob을 통한 속도 조절 가능
- 케이블 및 플러그 별매
 - IKA

Cat. No.	H01-05-225	H01-05-230	H01-05-163
Model	4023500	4234500	4234501
Type	T65 basic	T65 digital	T65 digital ULTRA-TURRAX®
Motor Rating in/out	1,800W / 1,500W 2,600W / 2,200W		
Volume Range	2 ~ 50 L		
Max. Viscosity	5,000 mPas		
Speed Range	7,200 rpm (Fixed)	1,000 ~ 9,500 rpm	
Display	-	LED Display	
Size	w185×d400×h450 mm	w300×d400×h390 mm	
Power	3 x 400 V / 2200 W	3 x 400 V / 2600 W	

Optional Stand for T65

Cat. No.	Model	Type	Height	EA Price ₩
H01-05-990	1608000	T653	500 ~ 1000 mm	5,210,000

- Plate Size : w460×d530 mm
- Rod Size : Ø48 mm

Tool/Dispersing Element for T65



Cat. No.	H01-05-592	H01-05-596	H01-05-602	H01-05-179	H01-05-181	H01-05-183
Model	8005500	8005700	8005900	10001665	10001666	10001667
Type	S65KG-HH-G65G	S65KG-HH-G65M	S65KG-HH-G65F	S65C-G65G	S65C-G65GM	S65C-G65GF
Working Range	2 ~ 50 L	2 ~ 40 L	2 ~ 30 L	2 ~ 50 L	2 ~ 40 L	2 ~ 30 L
Stator Diameter	65 mm					
Rotor Diameter	58 mm			53 mm		
Immersion min/max	90 / 450 mm	80 / 450 mm		90 / 450 mm		
Shaft Length	520 mm	510 mm	500 mm	520 mm		
재질	AISI 316L, FFPM/SIC bearing (MAX 180°C)			AISI 316L, FFPM/Ceramic (MAX 180°C)		
Ultimate Suspension	25 ~ 75 um	20 ~ 50 um	5 ~ 20 um	25 ~ 75 um	20 ~ 50 um	5 ~ 20 um
Ultimate Emulsion	5 ~ 25 um	5 ~ 15 um	1 ~ 10 um	5 ~ 25 um	5 ~ 15 um	1 ~ 10 um
EA Price ₩	7,960,000	7,870,000	8,530,000	14,830,000	15,270,000	15,740,000

Cat. No.	H01-05-185	H01-05-187	H01-05-189
Model	10000641	10000642	10000643
Type	S65KD-G65G	S65KD-G65M	S65KD-G65F
Working Range	2 ~ 50 L	2 ~ 40 L	2 ~ 30 L
Stator Diameter	65 mm		
Rotor Diameter	53 mm	58 mm	
Immersion min/max	90 / 450 mm	80 / 450 mm	
Shaft length	520 mm		
재질	AISI 316L, FFPM/PTFE (MAX 180°C)		
Ultimate Suspension	25 ~ 75 um	20 ~ 50 um	5 ~ 20 um
Ultimate Emulsion	5 ~ 25 um	5 ~ 15 um	1 ~ 10 um
EA Price ₩	13,360,000	13,720,000	14,190,000



Dissolver

Cat. No.	Model	Working Range	Rotor Diameter	EA Price ₩
H01-05-191	20008388	2 ~ 30 L	60 mm	1,540,000
H01-05-193	20008389	2 ~ 50 L	80 mm	1,700,000

- 재질 : Stainless Steel (AISI 316L)