

## Fume Hood

### 흡후드

Cat. No.	Model	External Wide	하부타입	배송비 별도
				EA Price ₩
H02-26-030	FHB-1200	1200 mm	프레임형	3,838,900
H02-26-060	FHB-1500	1500 mm		4,244,600
H02-26-080	FHB-1800	1800 mm		4,464,700
H02-26-035	FHD-1200	1200 mm	캐비닛형	4,464,700
H02-26-065	FHD-1500	1500 mm		4,686,200
H02-26-085	FHD-1800	1800 mm		4,906,400

- 실험시 발생하는 유해 가스 배출 용도
- Water, Gas, Air 밸브 기본 장착
- Vacuum, Gas, Air 밸브 중 1개 추가 가능 (Option)
- PVC 재질의 배수구 기본 장착
- 내장형 블로워 추가 가능 (Option)
- 220V 방우형 콘센트 4개 기본 장착 (요청 시 110V 교체 가능)
- Door Limit 기능 - 후드 도어를 적정 높이에서 멈추게 하여 갑작스러운 Door 위치 변화로 인한 유해물질 노출 방지
- 작업 상판에는 안전턱이 설치되어 있어 유출된 용매가 외부로 흐르는 것을 방지
- 배기량 수동 조절 가능
- 면풍속 컨트롤러 (Option) 장착 가능
  - 도어 열림 높이가 변경되도 흡입되는 풍속을 일정하게 제어
  - 풍속이 기준값 보다 낮아지면 알람 발생
- PL Insurance (제조를 배상 책임 보험)
- Validation Service (IQ, OQ) 가능
- LK Labkorea

#### 배기 캐비닛 (프레임형 하부 타입 흡후드에만 같이 설치 가능)

Cat. No.	Model	Description	EA Price ₩
H02-26-930	FH-CA600	600mm 배기 캐비닛	552,200
H02-26-935	FH-CA900	900mm 배기 캐비닛	639,100

- 캐비닛 후면에 배관이 흡후드 배기와 연결되어 있어 보관 시료에서 나오는 흙 제거 가능
- 흡후드 사이즈에 따라 조합하여 최대 2개까지 사용 가능
- 예) 1500mm 후드 : FH-CA600 + FH-CA900

#### Fume Hood Face Velocity Controller / Meter / 흡후드 면풍속 제어 컨트롤러 / 흡후드 면풍속 제어 모니터

Cat. No.	Model	Description	EA Price ₩
H02-26-950	FH-VAV	면풍속 제어 컨트롤러	1,235,600
H02-26-955	FH-ALM	면풍속 모니터 Only	873,300

- 면풍속 제어 컨트롤러: 흡입되는 면풍속을 일정하게 제어, 면풍속 모니터링 및 알람 기능
- 면풍속 모니터: 흡입되는 면풍속 모니터링 및 알람 기능

#### Optional Accessory

Cat. No.	Model	Description	EA Price ₩
H02-26-960	FH-AIRV	Air Valve 추가	182,700
H02-26-963	FH-GASV	Gas Valve 추가	182,700
H02-26-966	FH-VACV	Vacuum Valve 추가	182,700
H02-26-825	FH-IF200	내장형 Blower, Ø250 (220V / 60 Hz / 50 W)	541,500

#### Validation Service

Cat. No.	Model	Description	EA Price ₩
H02-91-999	VA-FH100	Validation for fume hood	

- 당사 기본 양식에 따른 IQ/OQ Validation Service 비용이며, 지역이나 고객 요청사항에 따라 비용이 변경될 수 있음



캐비닛형 하부



(FH-CA900 + FH-CA600)



Support Frame



면풍속 컨트롤러

#### Support Frame

Cat. No.	Model	Description	EA Price ₩
H02-26-940	FH-SF12	1200용 Support frame	296,200
H02-26-942	FH-SF15	1500용 Support frame	370,300
H02-26-944	FH-SF18	1800용 Support frame	444,400

- 흡후드 내부에 실험기구 거치가 가능한 서포트 프레임 장착 가능
- 스크류 타입의 홀더는 Frame 설치가 편리하고 PP 재질로 부식에 강함
- Stainless Steel Rod 연결용 Clamp Set

다음 페이지에서 계속...