


Flexible Waste Disposal System, SymLine, SCAT® 후드내 폐기물 포집 시스템

Cat. No.	Model	External Hood Wide	EA Price ₩
H02-1034-010	CWS1200	1200 mm	3,810,700
H02-1034-020	CWS1500	1500 mm	4,249,400
H02-1034-030	CWS1800	1800 mm	4,249,400

- 재질 : Electroconductive HDPE
- 후드 내에서 실험 후 발생하는 화학 약품들을 효과적으로 포집할 수 있는 시스템
- 각각 연결 부품으로 이루어져 있어 유지보수가 간편함
- Funnel에는 탈착이 가능한 Sieve가 있어 찌꺼기를 걸러주고 세척에도 용이
- 후드 내에 장착을 해야하므로 후드와 같이 주문해야 설치 가능함 (기존 후드에는 설치 불가능)
- ⑫번 레벨 컨트롤러는 추가 옵션 사항임
- SCAT Europe



Spare Accessory

Cat. No.	Model	Description	EA Price ₩
H02-1034-101	306980	Ø140mm GL 45 Connection Safety Funnel ①	222,400
H02-1034-105	106450	Ø32 mm GL 45 male Funnel Adapter ②	209,400
H02-1034-109	106455	GL45 male / GL 25 male Funnel Adapter ⑥	336,100
H02-1034-113	106440	Ø32×L500mm Angled Pipe ③	260,200
H02-1034-117	106449	Ø32×L1000mm Straight Pipe ⑤	190,500
H02-1034-121	106577	Ø32 mm Pipe Elbow Connector ④	315,400
H02-1034-125	106456	Ø32 mm / GL 25 male Elbow Connector ⑦	297,500
H02-1034-129	106427	Straight Connector for Ø32 mm Pipe	271,300
H02-1034-133	106569	600 mm GL 25 female Flexible Tube ⑧	211,600
H02-1034-137	107125	2×GL 25 male, 1×GL 25 female Distributor ⑨	317,800
H02-1034-141	106480	S 60/61 Safety Cap ⑩	708,000
S01-633-282	410535	Exhaust Filter Medium <20 L	196,100
H02-1034-145	106609	Ø32 mm Pipe Fastening Tool ⑪	50,200
S01-633-553	107953	S 60/61 10 L Safety Waste Container	211,900
H02-1034-149	117986	Collecting Tray with base	787,700
H02-1034-153	106548	Electronic Level Controller (Optional) ⑫	1,290,500
H02-1034-157	108050	3 m Signal Cable for Level Controller	107,100
H02-1034-161	108270	3 m Ground Cable	81,000

