

## Stainless Steel Fume Hood

## 스테인레스 흡후드

배송비 별도

Cat. No.	Model	External Wide	EA Price ₩
H02-26-220	FH1200SSS	1200 mm	6,001,500
H02-26-250	FH1500SSS	1500 mm	6,274,000
H02-26-270	FH1800SSS	1800 mm	6,546,500

- 재질 : Stainless Steel 304
- 실험시 발생하는 유해 가스 배출 용도
- 각종 밸브, 배수구, 콘센트 등 다양한 Utility 제공
- 방폭등은 인화성 가스에 의한 폭발을 방지
- IP44등급 콘센트는 생활방수가 가능하고 여러 오염 물질로부터 안전
- 다양한 배기 시스템 선택 가능
- **PL Insurance (제조물 배상 책임 보험)**
- Validation Service (IQ, OQ) 가능
- LK Labkorea

## Optional Accessory

Cat. No.	Model	Description	EA Price ₩
H02-26-825	FH-IF200	내장형 Blower	541,500
H02-26-827	FH-ID200	Damper	116,800
H02-26-830	FH-FD200	Fire Damper	541,500
H02-26-940	FH-SF12	1200용 Support Frame, 304SS	296,200
H02-26-942	FH-SF15	1500용 Support Frame, 304SS	370,300
H02-26-944	FH-SF18	1800용 Support Frame, 304SS	444,400



Cat. No.	H02-26-220	H02-26-250	H02-26-270
Model	FH1200SSS	FH1500SSS	FH1800SSS
Material	Stainless Steel 304 (Internal, External, Working Plate)		
Size	Internal	w1020×d630×h1100 mm	w1320×d630×h1100 mm
	External	w1200×d800×h2350 mm	w1500×d800×h2350 mm
Utility	Gas valve, Air valve, Water valve, Sink, 220V outlet 4ea		
Lamp	Explosion Proof 1ea		Explosion Proof 2ea
Exhausted Hole	φ250 mm (변경가능)		
Power	1 Phase, 220 Vac, 60 Hz		

## Work-In Hood

## 워크인 후드

배송비 별도

Cat. No.	Model	외부 Wide	EA Price ₩
H02-26-350	FHW1500SSS	1500 mm	5,893,300
H02-26-380	FHW1800SSS	1800 mm	6,088,100
H02-26-410	FHW2100SSS	2100 mm	6,282,800

- 재질 : Stainless Steel 304
- 바닥에서부터 Booth Type으로 제작 설치
- 기타 자세한 사항은 문의 요함 (규격외 사이즈 공급 가능)
- **PL Insurance (제조물 배상 책임 보험)**
- Validation Service (IQ, OQ) 가능
- LK Labkorea



Cat. No.	H02-26-350	H02-26-380	H02-26-410
Model	FHW1500SSS	FHW1800SSS	FHW2100SSS
Material	Stainless Steel 304 (Internal, External, Working Plate)		
Size	Internal	w1220×d630×h2100mm	w1320×d630×h2100mm
	External	w1500×d800×h2350mm	w1800×d800×h2350mm
Cock	Air, Gas 각 1개		
Sink	요청에 의해 설치 가능		
Explosion proof lamp	LED 2ea		
Concent	220V×4ea (요청에 의해 110V 설치 가능)		
Power	110V / 60Hz and 220V / 60Hz		