

Table Top Fume Hood 테이블탑 흡후드 / 챔버형 후드

배송비 별도

Cat. No.	Model	External Wide	EA Price ₩
H02-26-500	FHT-1200	1200 mm	3,230,700
H02-26-510	FHT-1500	1500 mm	3,570,800
H02-26-520	FHT-1800	1800 mm	3,740,900

- 실험시 발생하는 유해 가스 배출 용도
- 일반 실험대 위에 설치하여 사용
- 양 측면이 투시창 구조로 되어 있음
- IP55 방수 커버가 적용된 누전 차단기 장착
- 220V 방우형 콘센트 4개 기본 장착 (요청 시 110V 교체 가능)
- 내장형 블로워 추가 가능 (Option)
- Door Lock 기능 - 후드 도어를 적정 높이에서 멈추게 하여 갑작스러운 Door 위치 변화로 인한 유해물질 노출 방지
- Support Frame 신형 흡후드 참조
- PL Insurance (제조물 배상 책임 보험)
- Validation Service (IQ, OQ) 가능
- LK Labkorea



Validation Service

Cat. No.	Model	Description	EA Price ₩
H02-91-999	VA-FH100	Validation for fume hood	

- 당사 기본 양식에 따른 IQ/OQ Validation Service 비용이며, 지역이나 고객 요청사항에 따라 비용이 변경될 수 있음

Cat. No.		H02-26-500	H02-26-510	H02-26-520
Model		FHT-1200	FHT-1500	FHT-1800
Material	Internal	Phenol plate		
	External	Phenol plate		
	Frame	Power Coated Aluminum		
	Door	Tempered Glass		
Size	Internal	w981×d577×h1203 mm	w1281×d577×h1203 mm	w1581×d577×h1203 mm
	External, Normal / Max	w1200×d750×h1526 / h1726 mm	w1500×d750×h1526 / h1726 mm	w1800×d750×h1526 / h1726 mm
Power outlet		220V×4ea		
Lamp		LED×1ea		LED×2ea
Exhaust Volume (Door Full Open)		1100 cmh	1400 cmh	1700 cmh
Exhausted Hole Ø (mm)		250		
Power		1 Phase, 220 Vac, 60 Hz		
Door Open	Limit	500 mm		
	Max.	800 mm		

Stainless Steel Chamber Hood 스테인레스 챔버형 후드

배송비 별도

Cat. No.	Model	외부 Wide	EA Price ₩
H02-26-550	FHC1500SSS	1500 mm	3,253,900
H02-26-580	FHC1800SSS	1800 mm	3,433,200
H02-26-610	FHC2100SSS	2100 mm	3,595,600

- 재질 : Stainless Steel 304
- 실험대 위에 설치하여 사용하는 후드
- Size : d750×h1500 mm
- 기타 자세한 사항은 문의 요함 (규격외 사이즈 공급 가능)
- LK Labkorea



Canopy Hood 캐노피 후드

배송비 별도

Cat. No.	Model	Size	EA Price ₩
H02-26-700	FCH1200	w1200×d750×h500 mm	1,242,100
H02-26-720	FCH1500	w1500×d750×h500mm	1,470,500
H02-26-730	FCH1800	w1800×d750×h500 mm	1,634,200

- 재질 : Stainless Steel 304
- 기타 자세한 사항은 문의 요함 (규격외 사이즈 공급 가능)
- LK Labkorea

